

Аналитические весы AnD GH-252

Аналитические и лабораторные весы Арт. GH-252



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 250, 101
- Дискретность, г: 0,0001/0,00001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,001
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Специальный (I)

Описание

Аналитические весы AnD GH-252

Серия GH – внутренняя калибровка, самокалибровка, порт RS-232, USB и LAN (опция), память, функции часов и календаря, поддонный крюк, счет предметов, %, 13 ед. измерения, пинцет в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № 58669-14.
Срок свидетельства: до 26.07.2024.

Основные функции

Высокая повторяемость результатов и высокие показатели линейности:

- Вся электроника и механизм калибровки находятся в задней части весов.
- Такое решение позволило добиться высоких показателей точности измерений при высокой повторяемости.

Результат в соответствии с международными нормами и стандартами:

- Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 – I специальный.
- Соответствие международным нормам организации работ (GLP, GCP, ISO, GMP)

Удобство работы:

- Возможность управления весами с компьютера (при наличии аксессуара AX-USB-9P).
- Встроенная память для записи 200 результатов измерения.
- Значительный объем камеры.
- Функция часов и календаря.
- Возможность внешней калибровки у всех моделей.
- Специальное антистатическое покрытие весовой камеры.

Максимальная автоматизация процесса взвешивания:

- Внутренняя калибровка.
- Автоматическая калибровка при изменении температуры.
- Уменьшение влияния внешних факторов.
- Системная самодиагностика.

Дополнительно:

- Пинцет для работы с малыми объектами в комплекте.
- Возможность подключения через USB интерфейс (с опцией GH-02).

Преимущества

Преимущества AnD GH-120

- Высокая повторяемость результатов и высокие показатели линейности.
- Автоматическая калибровка при изменении температуры.
- Значительный объем камеры для измерений.
- Стандартный интерфейс RS-232C.
- Вакуум-флуоресцентный дисплей. Такой тип дисплея позволяет считывать информацию под широким углом зрения.
- Весы оборудованы встроенной калибровочной гирей, что упрощает процедуры калибровки, настройки и обслуживания весов. В случае обнаружения изменения температуры окружающей среды, весы выполняют автоматическую самокалибровку.
- После подключения к сети весы включаются автоматически без нажатия клавиши ON/OFF.
- Локальная сеть предназначена для высокоскоростной передачи результатов взвешивания и организации производственных линий на базе нескольких весов. (Поставляется с программным обеспечением WinCT-plus на CD-ROM).
- Быстрый USB интерфейс, не требующий установки специальных драйверов, используется для передачи результатов взвешивания на компьютер.
- Соответствие нормам GLP – стандарт работы в лабораториях. Возможность получения информации об истории работы конкретной модели в стандартном формате. Распечатка содержит: ID номер весов, данные по калибровке, дату, время и серийный номер прибора. Данные могут быть выведены на печать с помощью принтера AD-8121 или ПК.
- Весы рассчитывают и выводят на дисплей значение результата взвешивания в процентном выражении от значения стандартного веса, принятого за 100%. Данная функция используется для целевого или контрольного взвешивания.
- Подсчитывает количество единиц продукта на основании веса продукта.
- WinCT© – программный продукт A&D. Программа настолько проста в использовании, что не требует никакой специальной подготовки для загрузки данных с весов A&D в ПК. Данное ПО может использоваться с любыми весами A&D, оснащенными интерфейсом RS-232C.
- На днище весов расположен поддонный крюк. С его помощью можно взвешивать магнитные материалы, габаритные, но легкие объекты, производить гидростатическое взвешивание.
- Функция памяти позволяет при подключении к ПК или принтеру AD-8121B извлекать из памяти: значения результатов последовательных измерений, параметров даты и времени, калибровки, компаратора (если данная функция есть в весах) и пр.
- Весы автоматически вычисляют и выводят на дисплей результаты измерения плотности.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|----------------|
| Артикул | GH-252 |
| Бренд | A&D |
| Страна бренда | Япония |
| Тип весов | аналитические |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 250, 101 |
| Дискретность, г | 0,0001/0,00001 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,001 |
| Воспроизводимость (СКО), г | 0,0001/0,00003 |
| Линейность, ± г | 0,0001/0,0002 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Калибровка | внутренняя |
| Гиря | E1, E2 |
| Класс точности | Специальный (I) |
| Размер платформы, мм | 90 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Время стабилизации, с | 8/3,5 |
| Габариты, мм | 217×442×316 |
| Вес, кг | 8.2 |
| Страна производства | Япония |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.