

Аппарат для дарсонвализации Мед ТеКо УЛЬТРАДАР Д

Дарсонвализация Арт. НУУ0030012



Наличие регистрационного удостоверения

Arra



Под заказ

Области применения:

• Здравоохранение

Описание

Аппарат для дарсонвализации Мед ТеКо УЛЬТРАДАР Д

Мед ТеКо УЛЬТРАДАР Д — физиотерапевтический аппарат для дарсонвализации, предназначенный для лечебного воздействия импульсным переменным током средней частоты высокого напряжения. Воздействие осуществляется за счёт коронного разряда между электродом и телом пациента, сопровождающегося образованием озона, что обеспечивает выраженное терапевтическое действие.

Основными действующими факторами являются импульсный переменный ток средней частоты, высоковольтный электрический разряд и озон, возникающий на участке воздействия. Аппарат применяется для нормализации тонуса сосудов, улучшения микроциркуляции, снятия боли и воспаления, а также для лечения кожных и неврологических заболеваний.

УЛЬТРАДАР Д отличается компактностью, надёжностью и удобством в использовании. Прибор оснащён встроенным таймером и газонаполненными электродами, обеспечивающими долговечность и равномерное распределение тока. Может применяться как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях под контролем специалиста.

Особенности

- Портативный и компактный корпус.
- Газонаполненные долговечные электроды.
- Простота и надёжность в эксплуатации.
- Современный эргономичный дизайн.
- Встроенный таймер с регулировкой времени воздействия.
- Подходит для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

Показания к применению

- Функциональные расстройства нервной системы.
- Нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу.
- Невриты и невралгии, болезнь Рейно.
- Варикозное расширение вен нижних конечностей и геморроидальных вен.
- Трофические язвы, вялозаживающие раны.
- Трещины прямой кишки.
- Воспалительные заболевания женских половых органов.
- Очаговое облысение, дерматиты, жирная себорея, угревая сыпь.
- Наружный отит, пародонтит, пародонтоз, гингивит.

Противопоказания

- Индивидуальная непереносимость электрического тока.
- Болевые ощущения при введении полостных электродов.
- Злокачественные новообразования и лейкозы.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
 Время работы в повторно-кратковременном режиме		6 ч



Время непрерывной работы	30 мин		
Время паузы 10 мин			
Диапазон установки таймера	0 – 99 мин ± 5 %		
Режим дарсонвализации			
Амплитудное напряжение на выходе 8 – 25 кB ± 20 9			
Частота следования пачек импульсов 100 Гц ± 1			
Частота заполнения импульсов	 110 κΓц ± 25 %		

Преимущества

- Компактный и портативный корпус, удобный для использования в кабинетах и дома.
- Газонаполненные электроды обеспечивают равномерное воздействие и долговечность прибора.
- Встроенный таймер с регулировкой времени воздействия от 0 до 99 минут.
- Высоковольтный импульсный ток средней частоты обеспечивает выраженный терапевтический эффект.
- Обеспечивает улучшение микроциркуляции, снятие боли и воспаления, ускорение регенерации тканей.
- Современный эргономичный дизайн, устойчивая конструкция и удобное управление.
- Электронная регулировка параметров тока для точного подбора режима воздействия.
- Подходит для использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях под контролем специалиста.
- Низкое энергопотребление и высокая электрическая безопасность при эксплуатации.
- Соответствует современным требованиям к физиотерапевтическому оборудованию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	НУУ0030012
Бренд	Мед ТеКо
Страна бренда	Россия
Отрасли	Эстетическая медицина
Габариты, мм	110 × 210 × 260
Вес, кг	2.5
	220
Электропитание, В	50
Потребляемая мощность, Вт	
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.