

Аппарат УВЧ-терапии Мед ТеКо УВЧ-80

УВЧ и коротковолновая терапия



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Аппарат УВЧ-терапии Мед ТеКо УВЧ-80

Мед ТеКо УВЧ-80 – аппарат для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты. Используется для физиотерапевтического лечения различных заболеваний с помощью УВЧ-терапии.

Устройство отличается современной элементной базой и автоматической настройкой резонанса, что обеспечивает стабильность и эффективность процедур. Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами, упрощают процесс позиционирования и позволяют равномерно воздействовать на зоны лечения. Аппарат обладает современным дизайном и сравнительно малыми размерами и весом, что делает его удобным для использования в разных медицинских условиях.

Мед ТеКо УВЧ-80 применяется для лечения широкого спектра заболеваний, включая воспалительные процессы, травмы и нарушения в работе различных систем организма, обеспечивая комплексный лечебный эффект.

Особенности

- Современная элементная база
- Автоматическая настройка резонанса
- Гибкие электродержатели, совмещённые с проводящими фидерами
- Современный дизайн
- Сравнительно малый вес и габариты аппарата

Показания к применению

- Острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки в стадии инфильтрации (фурункул, панариции, ожоги)
- Воспалительные заболевания лёгких
- Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта
- Заболевания мочеполовых органов
- Травмы и заболевания костно-мышечной системы
- Травмы и заболевания периферической нервной системы
- Заболевания ЛОР-органов
- Вегето-сосудистые дисфункции, гипертоническая болезнь I–II стадии
- Климактерический и постклимактерический синдромы
- Стоматологические проблемы (альвеолит, гингивит, пародонтит, травмы)

Противопоказания

- Гипотензия
- Ишемическая болезнь сердца (стенокардия напряжения $\times\times\times$ ФК)
- Оформленный гнойный очаг воспаления любой локализации при отсутствии дренирования
- Наличие электрокардиостимулятора
- Острые нарушения мозгового кровообращения
- Беременность
- Наличие металлических предметов размерами не менее 20 × 20 мм в зоне воздействия, расположенных вблизи крупных кровеносных сосудов и нервных стволов
- Туберкулез
- Онкологические заболевания

- Заболевания крови, закупорка вен

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом	50
Оптимальный зазор электродов, мм	20
Время выхода аппарата на рабочий режим, с	30
Время работы в повторно-кратковременном режиме, ч	6
Время работы, мин	20
Время паузы, мин	10
Диапазон установки таймера, мин	(0...99) ± 5 %
Рабочая частота аппарата, МГц	27,12 ± 0,163
Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт ± 20 %	(10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80)

Преимущества

Аппарат УВЧ-терапии Мед ТеКо УВЧ-80 обладает рядом преимуществ, которые делают его эффективным и удобным средством для физиотерапевтического лечения:

- Современная элементная база — обеспечивает стабильную и надёжную работу устройства.
- Автоматическая настройка резонанса — упрощает эксплуатацию и повышает точность лечебного воздействия.
- Гибкие электродержатели с проводящими фидерами — гарантируют комфортное и точное размещение электродов на теле пациента.
- Компактные размеры и небольшой вес — облегчают транспортировку и использование в различных медицинских условиях.
- Регулируемая выходная мощность с несколькими ступенями — позволяет индивидуально настраивать интенсивность лечения.
- Широкий диапазон таймера с точной регулировкой — обеспечивает контроль времени процедур.
- Высокая рабочая частота — обеспечивает эффективное воздействие на ткани и ускоряет процессы регенерации.
- Эргономичный и современный дизайн — повышает удобство работы медицинского персонала.
- Наличие функции автоматического выхода на рабочий режим — сокращает время подготовки к процедуре.
- Широкий спектр показаний к применению — универсальность аппарата для различных терапевтических задач.

Мед ТеКо УВЧ-80 является эффективным и надёжным решением для применения в физиотерапии, обеспечивая качественное лечение и комфорт пациентов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Мед ТеКо
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010022729.pdf
Габариты, мм	421 x 285 x 170
Вес, кг	0
Вес в упаковке, кг	520

Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.