

## 2-канальный логгер данных температуры Testo 175 T2

USB-логгеры    Арт. 0572 1752



- Измеряет: температуру
- Особенности: 2-канальный
- Диапазон измерения, °C: -35...+55



Под заказ

### Описание

#### Двухканальный логгер данных температуры Testo 175 T2

Двухканальный логгер данных Testo 175 T2 предназначен для продолжительной регистрации данных температуры в холодильных помещениях и морозильных камерах, а также в процессе транспортировки продуктов. Он оснащён разъёмом для внешнего зонда (NTC), что позволяет измерять внутреннюю температуру пищевых продуктов или температуру между упаковками со свежемороженой продукцией.

Внешний зонд необходимо приобрести отдельно.

Параметр

Встроенный сенсор NTC

Внешний зонд NTC

Диапазон измерений, °C

-35...+55

-40...+120

Погрешность, °C

±0,5 °C (-35 ... +55 °C) ±1 цена деления

±0,3 °C (-40 ... +120 °C) ±1 цена деления

Разрешение, °C

0,1

0,1

Большой объём памяти рассчитан на запись 1 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 10 секунд до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств измерений.

Работает от батареек типа AAA, батарейки входят в комплект. Одного комплекта батареек (3 шт.) хватает примерно на три года работы.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1752
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру
Особенности	2-канальный
Диапазон измерения, °C	-35...+55
Погрешность, °C	±0,5
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	89×53×27
Вес, кг	0.13

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.