

### Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-10М

Дистилляторы



#### Ваша цена

Розница **Оптовая цена 73 400 руб. 62 390 руб.** 



В наличии

#### НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 10

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

### Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-10М

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ–10М предназначен для производства дистиллированной воды, соответствующей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074–01. Обеспечивает высокую чистоту дистиллята для применения в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях с последующей минерализацией дистиллята.

Температура дистиллята составляет примерно 80 °C. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 устойчив к эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 35 °C и относительной влажности 80 % при температуре 25 °C. Устройство легко эксплуатируется и не требует специальных условий для использования.

#### Особенности

- Производство дистиллированной воды с температурой около 80 °C.
- Соответствие требованиям Госфармакопеи РФ и СанПин.
- Применение в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и исследовательских институтах.
- Возможность очистки воды от радионуклидов с коэффициентом не менее 3 000.
- Климатическое исполнение УХЛ4.2: устойчивость к температуре  $10-35~^{\circ}$ С и влажности до 80~%.
- Компактные размеры и портативность: аквадистиллятор  $325 \times 230 \times 518$  мм, пульт управления  $217 \times 169 \times 98$  мм
- Лёгкий запуск и эксплуатация: масса 10,5 кг, время выхода на рабочий режим не более 30 мин.

#### Технические характеристики

Характеристика Значение	
Производительность 10 л/ч	
Расход охлаждающей воды	200 л/ч
	325 × 230 × 518 мм
Габариты пульта управления	217 × 169 × 98 мм
Масса 10,5 кг	
Время выхода на рабочий режим	30 мин



Коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее 3 000

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ–10М применяется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для обеспечения питьевой воды в чрезвычайных ситуациях после её минерализации.

## Преимущества

- Высокое качество производимого дистиллята.
- Автоматическая система безопасности.
- Компактный размер.
- Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000.
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	10
Расход воды, л/ч	200
Габариты, мм	325 × 230 × 518
Вес, кг	10.5
Вес в упаковке, кг	12
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	7 500
Страна производства	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.