

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М

Дистилляторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 97 400 руб. 82 790 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 25

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-25М

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ–25М предназначен для производства дистиллированной воды, соответствующей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074–01. Обеспечивает высокую чистоту дистиллята для применения в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях с последующей минерализацией дистиллята.

Температура дистиллята составляет примерно 80 °C. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 устойчив к эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 35 °C и относительной влажности 80 % при температуре 25 °C. Устройство удобно в эксплуатации и не требует специальных условий для использования.

Особенности

- Производство дистиллированной воды с температурой около 80 °C.
- Соответствие требованиям Госфармакопеи РФ и СанПин.
- Применение в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и исследовательских институтах.
- Очистка воды от радионуклидов с коэффициентом не менее 3 000.
- Климатическое исполнение УХЛ4.2: устойчивость к температуре 10-35 °C и влажности до 80 %.
- Компактные размеры и портативность: аквадистиллятор $460 \times 382 \times 685$ мм, пульт управления $217 \times 169 \times 98$ мм
- Лёгкий запуск и эксплуатация: масса 22 кг, время выхода на рабочий режим не более 30 мин.

Технические характеристики

Характеристика Значен	ие
Производительность 25	л/ч
Расход охлаждающей воды	350 л/ч
Питание 380 В / 50 Гц	
Потребляемая мощность	15 кВт
	460 × 382 × 685 мм
Габариты пульта управления	217 × 169 × 98 мм



Macca	22 кг	
Время выхода на рабочий режим		30 мин

Коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее 3 000 Аквадистиллятор ЭМО ДЭ–25М применяется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для обеспечения питьевой воды в чрезвычайных ситуациях после её минерализации.

Преимущества

- Высокое качество производимого дистиллята.
- Автоматическая система безопасности.
- Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000.
- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	25
Расход воды, л/ч	25
Диапазон задания времени работы, мин	30
Габариты, мм	460 × 382 × 685
Вес, кг	22
Вес в упаковке, кг	26
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	15 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.