

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-4М «Аптечный»

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
60 800 руб.

Оптовая цена
51 680 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 4

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-4М «Аптечный»

Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-4М «Аптечный» предназначен для производства дистиллированной воды, соответствующей требованиям действующей Госфармакопеи РФ ФС .2.2.0020.15, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01. Обеспечивает высокую чистоту дистиллята для применения в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях с последующей минерализацией дистиллята.

Температура дистиллята составляет примерно 80 °С. Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 устойчив к эксплуатации при температуре окружающей среды от 10 до 35 °С и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С. Устройство легко эксплуатируется и не требует специальных условий для использования.

Особенности

- Производство дистиллированной воды с температурой около 80 °С.
- Соответствие требованиям Госфармакопеи РФ и СанПин.
- Применение в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях и исследовательских институтах.
- Возможность очистки воды от радионуклидов с коэффициентом не менее 3 000.
- Климатическое исполнение УХЛ4.2: устойчивость к температуре 10–35 °С и влажности до 80 %.
- Компактные размеры и портативность: аквадистиллятор 325 × 230 × 518 мм, пульт управления 217 × 169 × 98 мм.
- Лёгкий запуск и эксплуатация: масса 10,5 кг, время выхода на рабочий режим не более 30 мин.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Производительность	4 л/ч
Расход охлаждающей воды	40 л/ч
Габариты аквадистиллятора	325 × 230 × 518 мм
Габариты пульта управления	217 × 169 × 98 мм
Масса	10,5 кг
Время выхода на рабочий режим	30 мин

Коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее 3 000
 Аквадистиллятор ЭМО ДЭ-4М «Аптечный» применяется в медицинских учреждениях, аптеках, лабораториях, на производствах, в исследовательских институтах, а также для обеспечения питьевой воды в чрезвычайных ситуациях после её минерализации.

Преимущества

- Высокое качество производимого дистиллята.
- Автоматическая система безопасности.
- Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее 3000.
- Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Электромедоборудование
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000031740.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031740.pdf
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	4
Диапазон задания времени работы, мин	30
Габариты, мм	325 × 230 × 518
Вес, кг	10.5
Вес в упаковке, кг	12
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	3 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.