

Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-10

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
56 000 руб.

Оптовая цена
49 365 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 10

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Медицинский аквадистиллятор Ливам АЭ-10

Ливам АЭ-10 – аквадистиллятор медицинского назначения, обеспечивающий получение дистиллированной воды 3 типа по ГОСТ Р 58144–2018 и ФС.2.2.0019.18. Используется в аптеках, больницах, лабораториях, на фармацевтических предприятиях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов с возможностью её использования после минерализации.

Оснащён тремя ТЭНами из нержавеющей стали мощностью по 2,4 кВт (220 В). Вся гидравлическая часть выполнена из устойчивых к коррозии материалов, в том числе из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Отличается напольным либо настенным исполнением (при заказе кронштейна), уникальной быстроразборной конструкцией для лёгкого обслуживания и автоматическим отключением при переполнении сборника. Может работать в связке с резервуаром хранения.

Встроенная система защиты автоматически отключает прибор при отсутствии воды или снижении уровня в испарительной камере. Температура корпуса не превышает 45 °С благодаря теплозащитному кожуху. Предусмотрена возможность оснащения охладителем дистиллята.

В комплект входят запасной ТЭН, трубки подвода и сброса воды. Возможна модификация конструкции под отдельную подачу воды на испарение и охлаждение.

Технические характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Параметр | Значение |
| Производительность | 10 л/ч |
| Расход охлаждающей воды | 75 л/ч |
| Давление исходной воды | 0,1...0,4 МПа |
| Удельная проводимость воды на выходе | 2...2,5 мкСм/см |
| Температура производимой воды | 70...85 °С |
| Питание | 380 / 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 7,2 кВт |
| Габариты аквадистиллятора (Ш × Г × В) | 325 × 275 × 530 мм |
| Габариты пульта управления | 255 × 95 × 200 мм |
| Масса | 11,2 кг |
| Коэффициент очистки воды от радионуклидов | не менее 4000 |
| Средний срок службы | 10 лет |

Транспортные характеристики

| | |
|---------------------|------------------------|
| Параметр | Значение |
| Количество мест | 1 |
| Максимальная длина | 390 мм |
| Максимальная ширина | 360 мм |
| Максимальная высота | 625 мм |
| Максимальный вес | 13,6 кг |
| Общий вес | 13,6 кг |
| Общий объём | 0,08775 м ³ |

Преимущества

- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Автоматическая система безопасности.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Гарантийный срок – 24 месяца.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|--|
| Бренд | Ливам |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015674.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010015674.pdf |
| Сортировка по популярности МСК | 4400 |
| Сортировка по популярности РНД | 1890 |
| Тип прибора | дистиллятор |
| Производительность, л/ч | 10 |
| Расход воды, л/ч | 75 |
| Удельная проводимость получаемой воды, не более, мкСм/см | 2-2,2 |
| Габариты, мм | 325×275×460 |
| Вес, кг | 11.2 |
| Вес в упаковке, кг | 15 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Габариты в упаковке, мм | 370×370×610 |
| Электропитание, В | 380 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7200 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.