

## Алкотестер ACS Drivesafe II

Прочее оборудование



### Ваша цена

Розница  
**30 263 руб.**

Оптовая цена  
**29 263 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Безопасность
- Здоровоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Алкотестер ACS Drivesafe II

Алкотестер ACS Drivesafe II – профессиональный портативный прибор для измерения содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Оснащён электрохимическим датчиком на пары этанола, который обеспечивает высокую точность результатов до 5 % и энергосберегающее функционирование.

Прибор может применяться в качестве официального медосвидетельствования и для предрейсового контроля водителей. Цифровой трёхразрядный дисплей с изменяющейся подсветкой информирует о уровне опьянения. ACS Drivesafe II имеет удостоверение МЗСР и внесён в Госреестр средств измерений РФ.

Устройство компактно и легко в переноске благодаря пластиковому кейсу. Энергосберегающая система позволяет провести до 1 000 тестов без замены батареек.

### Особенности

- Высокая точность до 5 % за счёт профессионального электрохимического датчика.
- Цифровой трёхразрядный дисплей с подсветкой, меняющейся в зависимости от результата.
- Увеличенный интервал между калибровками.
- Работа при температуре от 0 до +50 °С.
- Энергосберегающая система – до 1 000 тестов без замены батареек.
- Компактный и лёгкий корпус с удобным пластиковым кейсом.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип датчика	электрохимический
Продувание	с мундштуком
Индикация	3-х разрядный цифровой дисплей с подсветкой
Диапазон измерений	0 – 0,95 мг/л
Диапазон показаний	0,00 – 9,99 мг/л
Пределы допустимой погрешности	±0,03 мг/л (0,00-0,3 мг/л), ±10 % (0,3-0,95 мг/л)
Время подготовки	3 с
Время установки показаний	до 10 с
Рабочая температура	от 0 до +50 °С
Температура хранения	-40 до 70 °С
Межкалибровочный интервал	5 000 тестов или раз в год
Межповерочный интервал	1 год
Питание	2 батарейки AA
Число тестов без подзарядки	до 1 000 тестов
Комплектация	алкометр, 5 мундштуков, кейс, батарейки AA – 2 шт., инструкция, паспорт с отметкой о первичной поверке

## Преимущества

- Высокая точность измерений до 5 % благодаря профессиональному электрохимическому датчику на пары этанола.
- Цифровой трёхразрядный индикатор с изменяющейся подсветкой в зависимости от уровня алкоголя в крови.
- Энергосберегающая система обеспечивает до 1000 тестов без замены батареек.
- Увеличенный интервал между калибровками, снижает необходимость частого сервисного обслуживания.
- Работа в широком температурном диапазоне от 0 до +50 °С.
- Компактный и лёгкий корпус с удобным пластиковым кейсом для хранения и переноски.
- Простое управление и быстрый запуск теста — подготовка за 3 секунды, результаты до 10 секунд.
- Возможность использования для официального медосвидетельствования и предрейсовых проверок водителей.
- Надёжность и долговечность прибора при домашнем и профессиональном использовании.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Alcohol Countermeasure Systems
Страна бренда	Канада
Отрасли	Безопасность, Для дома
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030308.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010030308.pdf</a>
Габариты, мм	137 × 59 × 26
Вес, кг	0.155
Страна производства	Канада

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.