

## Аналитические весы OHAUS Adventurer AX124RU

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30111660



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 120
- Дискретность, г: 0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,01
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Специальный (I)

## Описание

### Аналитические весы OHAUS Adventurer AX124RU

Идеально сочетая в себе инновации и простые в использовании функции, весы OHAUS Adventurer® незаменимы для повседневного взвешивания и измерений. Благодаря цветному сенсорному дисплею, возможностям соблюдения нормативных требований GLP/GMP, наличию двух USB-портов и другим полезным особенностям весы Adventurer® – самые многофункциональные в своем классе.

Цветной сенсорный дисплей с интерфейсом на основе пиктограмм и эргономичный дизайн делают работу с весами Adventurer максимально удобной.

Различные варианты подключения внешних устройств и специализированные режимы взвешивания в сочетании с функцией AutoCal™ обеспечивают универсальность и гибкость при решении широкого круга задач.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;57928-14](#). Срок свидетельства: до 13.05.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчет количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование/статистика, рецептуры, определение плотности, фиксирование максимальных значений.

#### Дисплей

Полноцветный графический сенсорный дисплей VGA 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект).

#### Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство (входят в комплект). Протоколирование результатов GLP/ GMP с часами в режиме реального времени.

#### Материалы конструкции

Металлическое основание, верхняя часть корпуса из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, стеклянный кожух с дверками и сдвижной верхней дверкой, индикатор установки по уровню с подсветкой, крюк для взвешивания под весами, противоугонное устройство, калибровочный замок, защитный чехол для терминала.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Adventurer AX124RU

- Программируемые режимы адаптации к условиям окружающей среды.
- Автоматическое тарирование.
- Выбираемые пользователем точки калибровки, программная блокировка и сброс.
- Настраиваемые параметры подключения и печати данных.
- Настраиваемые идентификаторы проекта и пользователей.
- 9 языков интерфейса, в том числе русский.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30111660
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	аналитические
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	120
Дискретность, г	0,0001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,01
Воспроизводимость (СКО), г	0,0001
Линейность, ± г	0,0002
Калибровка	внутренняя
Класс точности	Специальный (I)
Размер платформы, мм	90
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	3
Габариты, мм	340×354×230
Вес, кг	5.1
Вес в упаковке, кг	7.8
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.