


## Аналитические весы OHAUS Adventurer AX224

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30111662



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,01
- Калибровка: внутренняя
- Класс точности: Специальный (I)

## Описание

<div class="content\_\_row content\_\_row-box--side-left-medium">

<div class="content\_\_col">

<div class="content-area">

<h3>Аналитические весы OHAUS Adventurer AX224RU</h3>

</div>

</div>

<div class="content\_\_col">

<div class="content-area">

<p>Идеально сочетая в себе инновации и простые в использовании функции, весы OHAUS Adventurer<sup class="reg">®</sup> незаменимы для повседневного взвешивания и измерений.

Благодаря цветному сенсорному дисплею, возможностям соблюдения нормативных требований GLP/GMP, наличию двух USB-портов и другим полезным особенностям весы Adventurer<sup class="reg">®</sup> – самые многофункциональные в своем классе.</p>

<p>Цветной сенсорный дисплей с интерфейсом на основе пиктограмм и эргономичный дизайн делают работу с весами Adventurer максимально удобной.</p>

<p>Различные варианты подключения внешних устройств и специализированные режимы взвешивания в сочетании с функцией AutoCal™ обеспечивают универсальность и гибкость при решении широкого круга задач.</p>

<p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ &#40;Госреестр СИ&#41;: <a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/370868" target="\_blank" rel="noopener">&#8470; 57928-14</a>. Срок свидетельства: до 13.05.2024.</p>

<p> </p>

<p><strong>Режимы применения</strong></p>

<p>Взвешивание, подсчет количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование/статистика, рецептуры, определение плотности, фиксирование максимальных значений.</p>

<p><strong>Дисплей</strong></p>

<p>Полноцветный графический сенсорный дисплей VGA 4,3 дюйма &#40;109 мм&#41;

с регулируемой яркостью.</p>

<p><strong>Эксплуатация</strong></p>

<p>Сетевой адаптер &#40;входит в комплект&#41;.</p>

<p><strong>Связь</strong></p>

<p>Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство &#40;входят в комплект&#41;. Протоколирование результатов GLP/ GMP с часами в режиме реального времени.</p>

<p><strong>Материалы конструкции</strong></p>

<p>Металлическое основание, верхняя часть корпуса из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, стеклянный кожух с дверками и сдвижной верхней дверкой, индикатор установки по уровню с подсветкой, крюк для взвешивания под весами, противоугонное устройство, калибровочный замок, защитный чехол для терминала.</p>

</div>

</div>

</div>

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Adventurer AX224RU

- Программируемые режимы адаптации к условиям окружающей среды.
- Автоматическое тарирование.
- Выбираемые пользователем точки калибровки, программная блокировка и сброс.
- Настраиваемые параметры подключения и печати данных.
- Настраиваемые идентификаторы проекта и пользователей.
- 9 языков интерфейса, в том числе русский.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30111662
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	аналитические
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	220
Дискретность, г	0,0001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,01
Воспроизводимость (СКО), г	0,0001
Линейность, ± г	0,0002
Калибровка	внутренняя
Класс точности	Специальный (I)
Размер платформы, мм	90
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	3
Габариты, мм	340×354×230
Вес, кг	5.1
Вес в упаковке, кг	7.8
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.