

## Аналитические весы OHAUS Pioneer PX124/E

Аналитические и лабораторные весы



- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 120
- Дискретность, г: 0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НМПВ), г: 0,01
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Специальный (I)



Под заказ

### Описание

#### Аналитические весы OHAUS Pioneer PX124/E

Доступные весы – точные результаты.

Весы серии Pioneer PX – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

Нижняя часть корпуса весов изготовлена из литого металла, а держатель чашки и грузоприёмная платформа – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

На дисплее модели PX предусмотрена дополнительная строка для вывода информации и указаний. Интерфейс USB/RS232 упрощает подключение. Планка для снятия статических зарядов, повышающая удобство работы (входит в комплект).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; [73104-18](#). Срок свидетельства: до 21.11.2023.

Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

### Преимущества

## Преимущества OHAUS Pioneer PX124/E

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	OHAUS
<b>Страна бренда</b>	США
<b>Сортировка по популярности МСК</b>	19510
<b>Сортировка по популярности РНД</b>	19510
<b>Тип весов</b>	аналитические
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), г</b>	120
<b>Дискретность, г</b>	0,0001
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	0,01
<b>Воспроизводимость (СКО), г</b>	0,0001
<b>Линейность, ± г</b>	0,0002
<b>Калибровка</b>	внешняя
<b>Класс точности</b>	Специальный (I)
<b>Размер платформы, мм</b>	90
<b>Интерфейс</b>	RS-232, USB
<b>Время стабилизации, с</b>	4
<b>Габариты, мм</b>	209×321×309
<b>Вес, кг</b>	4,5
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.