

Аналитические весы OHAUS Pioneer PX84/E

Аналитические и лабораторные весы Арт. 30515348



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 82
- Дискретность, г: 0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,01
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Специальный (I)

Описание

Аналитические весы OHAUS Pioneer PX84/E

Доступные весы – точные результаты.

Весы серии Pioneer PX – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

Нижняя часть корпуса весов изготовлена из литого металла, а держатель чашки и грузоприёмная платформа – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

На дисплее модели PX предусмотрена дополнительная строка для вывода информации и указаний. Интерфейс USB/RS232 упрощает подключение. Планка для снятия статических зарядов, повышающая удобство работы (входит в комплект).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 73104-18.
Срок свидетельства: до 21.11.2023.

Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

Преимущества

Преимущества OHAUS Pioneer PX84/E

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30515348
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Сортировка по популярности МСК	19500
Сортировка по популярности РНД	19500
Тип весов	аналитические
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	82
Дискретность, г	0,0001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,01
Воспроизводимость (СКО), г	0,0001
Линейность, ± г	0,0002
Калибровка	внешняя
Класс точности	Специальный (I)
Размер платформы, мм	90
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	4
Габариты, мм	209×321×309
Вес, кг	4.5
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.