

Аналитические весы OHAUS PR224/E

Аналитические и лабораторные весы Арт. 30562317



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,01
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Специальный (I)

Описание

Аналитические весы OHAUS PR224/E

Адаптированы для выполнения типовых операций взвешивания на рабочем месте.

Весы серии PR оснащены интерфейсом RS-232 и встроенной системой автоматической калибровки (не все модели), благодаря чему идеально подходят для выполнения повседневных задач взвешивания.

Легкочитаемый дисплей с яркой подсветкой и понятный интерфейс пользователя до предела упрощают работу с весами и практически исключают необходимость обучения.

Благодаря небольшим размерам весы PR занимают минимум места на рабочем столе. Прочная конструкция и грузоприёмная чашка из нержавеющей стали обеспечивают долговечность весов PR в повседневной работе.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [73104-18](#).
Срок свидетельства: до 21.11.2023.

Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

Связь

RS232 (один порт в стандартной комплектации).

Материалы конструкции

Верхняя часть корпуса из пластика АБС, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, съёмный стеклянный защитный кожух со сдвижной верхней дверцей, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки.

Преимущества

Преимущества OHAUS PR224/E

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функция автоматического тарирования.
- Функция автоматического снижения яркости дисплея.
- Программная блокировка меню и восстановление заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30562317
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Сортировка по популярности МСК	19170
Сортировка по популярности РНД	19170
Тип весов	аналитические
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	220
Дискретность, г	0,0001
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,01
Воспроизводимость (СКО), г	0,0001
Линейность, ± г	0,0002
Калибровка	внешняя
Класс точности	Специальный (I)
Размер платформы, мм	90
Интерфейс	RS-232
Время стабилизации, с	3
Габариты, мм	201×317×303
Вес, кг	4,5
Вес в упаковке, кг	7
Габариты в упаковке, мм	507×387×531

Страна производства

Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.