

Аналитические весы ViBRA HT-224CE

Аналитические и лабораторные весы



Ваша цена

Розница
190 915 руб.*

\$2,425

Оптовая цена
157 692 руб.

\$2,003



Под заказ

* ориентировочная цена на 07.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: аналитические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,0001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,01
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Специальный (I)

Описание

Аналитические весы ViBRA HT-224CE

Весы ViBRA HT с датчиком Tuning-Fork – самые надёжные аналитические весы в мире.

Стабильно высокое качество измерений в сочетании с высочайшей надёжностью и удобством использования. ViBRA серии HT задаёт новый стандарт в аналитическом взвешивании, оставляя конкурентов далеко позади.

Пластиковый защитный чехол на корпус весов в комплекте.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № 75430-19. Срок свидетельства: до 21.06.2024.

Лучшее удобство использования

Двухстрочный дисплей и текстовые подсказки помогают оператору использовать сложные функции. Настраиваемые свободные кнопки позволяют удобно и эффективно применять часто используемые операции.

Высокая устойчивость к жёстким условиям эксплуатации

Новая продвинутая технология фильтрации шумов делают ViBRA HT высокоустойчивыми к помехам, вызванным вибрацией, производимой различным оборудованием.

Высокий контроль безопасности данных

Введение каждым пользователем своего пароля перед проведением измерений предохраняет работу от неавторизованных операций и позволяет каждому пользователю вызывать свои настройки, в том числе горячих кнопок. Результаты взвешивания сопровождаются кодом пользователя, что необходимо для соблюдения стандартов безопасности при производстве продуктов питания, фармацевтики, медицины и других регулируемых процессов.

Короткое время стабилизации

Короткое время стабилизации позволяет гораздо более эффективно производить процессы измерений и экономить огромное количество времени.

Простая конструкция, удобная для чистки

Простая конструкция ветрозащиты и весовой камеры позволяет легко разбирать и собирать весы, удобна для чистки.

Определение плотности (опция)

Комплект для измерения плотности подходит для работы с твёрдыми, жидкими, пористыми и вязкими

веществами.

Функции:

- Счётный режим.
- Процентное взвешивание.
- Измерение плотности.
- Статистическая функция.
- Поддержка протоколов ISO / GLP / GMP.
- Возможность взвешивания под весами.

Преимущества

Преимущества ViBRA HT-224CE

Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:

- Самые надёжные весы в мире – гарантия 7 лет.
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты.
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз.
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы без дополнительных приспособлений.
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|--|
| Бренд | ViBRA |
| Страна бренда | Япония |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000034144.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000034144.pdf |
| Сортировка по популярности МСК | 8230 |
| Сортировка по популярности РНД | 8290 |
| Тип весов | аналитические |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 220 |
| Дискретность, г | 0,0001 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,01 |
| Калибровка | внешняя |
| Класс точности | Специальный (I) |
| Размер платформы, мм | 80 |
| Интерфейс | RS-232 |

| | |
|---------------------|-------------|
| Габариты, мм | 200×290×314 |
| Вес, кг | 2.9 |
| Страна производства | Япония |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.