


## Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-3К-РЕВИТАЛ ПРОФИ

Лазерная терапия



### Ваша цена

Розница  
**119 700 руб.**

Оптовая цена  
**113 715 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здоровоохранение

НДС не облагается

## Описание

### Аппарат для лазерной и вакуумной терапии Бином УзорМед-Б-3К РЕВИТАЛ ПРОФИ

Комплекс Бином УзорМед-Б-3К-РЕВИТАЛ ПРОФИ предназначен для неинвазивного воздействия на кожу и подкожные ткани с целью коррекции эстетических дефектов, включая целлюлит, снижение тонуса и дряблость кожи. Аппарат сочетает лазерную терапию, светодиодное излучение и вакуумный массаж, обеспечивая комплексное физиотерапевтическое и косметологическое воздействие.

Воздействие реализуется за счёт сочетания низкоинтенсивного лазерного излучения и хромотерапии с одновременным вакуумным массажем, что способствует активации микроциркуляции, улучшению обменных процессов и стимуляции регенерации тканей. Это обеспечивает выраженное улучшение структуры кожи и повышение её упругости.

Управление процедурами осуществляется через базовый аппарат УзорМед-Б-3К, позволяющий точно настраивать параметры воздействия в соответствии с индивидуальными задачами пациента. Конструкция комплекса предусматривает использование сменных излучающих блоков и вакуумных насадок для расширения функциональных возможностей терапии.

### Технологии и типы воздействия

#### Лазерная терапия

- Низкоинтенсивное непрерывное и амплитудно-модулированное лазерное излучение.
- Длины волн 0,63 мкм (красный спектр) и 0,89 мкм (инфракрасный спектр).
- Чрезкожное воздействие на глубокие ткани.

#### Светодиодная хромотерапия

- Непрерывное излучение полупроводниковых светодиодов.
- Длины волн 0,365 мкм и 0,525 мкм.
- Фотобиомодуляционное воздействие с тепловым эффектом.

#### Вакуумный массаж

- Регулируемый уровень вакуума до 0,5 атм.
- Сочетание с лазерным и светодиодным воздействием.
- Механическая стимуляция микроциркуляции и лимфодренажа.

### Лечебно-косметологические эффекты

- Улучшение микроциркуляции и кровообращения.
- Стимуляция регенерации тканей.
- Повышение тонуса и упругости кожи.
- Уменьшение проявлений целлюлита.
- Снижение отёчности тканей.
- Улучшение обменных процессов в коже и подкожной клетчатке.
- Лифтинг-эффект за счёт усиления синтеза коллагена.

## Особенности

- Комбинация лазерной терапии, хромотерапии и вакуумного массажа.
- Совместимость с магнитными, вакуумными и световодными насадками.
- Использование сменных излучающих блоков БН150/780, БН50/650, БС300/365, БСМ40/525.
- Комплект вакуумных банок из органического оптического стекла.
- Гибкая настройка параметров процедур.
- Возможность сочетания с другими методами косметологии.
- Компактные габариты и небольшая масса.
- Отечественная разработка с длительным сроком службы.

## Комплектация

- Аппарат управления УзорМед-Б-3К – 1 шт.
- Блок излучения БН150/780 – 1 шт.
- Блок излучения БН50/650 – 1 шт.
- Блок светодиодной хромотерапии БС300/365 – 1 шт.
- Блок светодиодной хромотерапии БСМ40/525 – 1 шт.
- Комплект вакуумных банок – 5 шт.
- Гиалуроновый гель – 1 шт.
- Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Методическое пособие – 1 шт.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Количество излучающих головок	1 (встроенная в вакуумную насадку)
Длина волны лазерного излучения	0,63 мкм и 0,89 мкм
Режим генерации	Непрерывный и импульсный
Средняя мощность лазера	Не менее 5 мВт (0,63 мкм)
Уровень вакуума	Регулируемый, до 0,5 атм

## Преимущества

- Комплексное воздействие на кожу за счёт сочетания лазерной терапии, светодиодной хромотерапии и вакуумного массажа.
- Одновременная стимуляция микроциркуляции, лимфодренажа и метаболических процессов в подкожных тканях.
- Возможность глубокой проработки тканей благодаря низкоинтенсивному лазерному излучению красного и инфракрасного диапазонов.
- Поддержка различных режимов воздействия: непрерывного и импульсного лазерного излучения.
- Использование светодиодной хромотерапии для фотобиомодуляционного и теплового воздействия на ткани.
- Регулируемый уровень вакуума для индивидуальной настройки интенсивности вакуумного массажа.
- Совместимость излучающих блоков с магнитными, вакуумными и световодными насадками.
- Возможность сочетанного применения лазерного и вакуумного воздействия в одной процедуре.
- Расширенные терапевтические возможности за счёт сменных излучающих модулей различных спектральных диапазонов.
- Повышение эффективности косметологических процедур за счёт усиления регенерации и синтеза коллагена.
- Улучшение состояния кожи при коррекции целлюлита, снижении тонуса и дряблости.
- Возможность точной настройки параметров процедуры под индивидуальные задачи пациента.
- Комплексная неинвазивная методика без повреждения кожных покровов.
- Использование вакуумных банок из органического оптического стекла для равномерного распределения воздействия.
- Поддержка сочетания с другими методами аппаратной косметологии.
- Компактная конструкция, удобная для размещения в косметологических и медицинских кабинетах.
- Длительный срок эксплуатации оборудования при стабильных рабочих параметрах.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Бином

Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040481.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040481.pdf</a>
Габариты, мм	350×250×150
Вес, кг	3.5
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.