

Аппарат искусственной вентиляции лёгких Медпром АИВЛп-2/20-ТМТ

Аппараты ИВЛ Арт. 2891

- Тип аппарата ИВЛ: портативный
- Автономный режим работы: есть

МЕДПРОМ

Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05865 от 21.02.2024



Описание

Аппарат искусственной вентиляции лёгких Медпром АИВЛп-2/20-ТМТ

АИВЛп-2/20-ТМТ – это портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких и оксигенотерапии. Применяется в автомобилях скорой медицинской помощи, в условиях санитарного транспорта, в полевых условиях, для внутригоспитальных перевозок. Предназначен для взрослых и детей старше 6 лет.

Пневматический, работает без электропитания, от любого источника сжатого кислорода. Интуитивное управление, надёжность и эргономичность делают его лучшим в своём классе. В корпусе прибора предусмотрено гнездо для крепления мановакуумметра, который контролирует давление в лёгких пациента.

Аппарат лёгкий, компактный корпус снабжён ручкой для переноски, креплением к носилкам и пристенным креплением.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2009/05865 от 19.05.2020.

В режиме «ИВЛ для взрослых и детей старше 6 лет» аппарат обеспечивает:

- Минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородно-воздушной смесью в пределах от 3 до 20 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений до 15 %.
- Минутную вентиляцию при проведении ИВЛ кислородом в пределах от 2 до 8 л/мин, с допускаемыми отклонениями от установленных значений до 15 %.
- Частоту вентиляции в пределах от 10 до 50 мин⁻¹, с допускаемыми отклонениями от установленных значений до 10 %.
- Отношение продолжительностей вдоха и выдоха 1:2.
- Концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси 50±10 %; максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном, до 50±5 см вод. ст.
- Возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа.

В режиме «Ингаляция для взрослых и детей старше 6 лет» аппарат обеспечивает:

- Минутную ингаляцию кислородом в пределах от 2 до 10 л/мин.
- Концентрацию кислорода в кислородно-воздушной смеси 50±10 %.
- Максимальное безопасное давление, ограничиваемое предохранительным клапаном 50±5 см вод. ст.
- Возможность работы от любого источника сжатого кислорода с давлением на выходе от 0,2 до 0,5 МПа.

Управляемые параметры: режим вентиляции, частота вентиляции, дыхательный объём, концентрация кислород.

Частота дыхания: 10-50 мин⁻¹ (режим ИВЛ), минутная вентиляция: 3-20 л/мин (смесь), 2-8 л/мин (O₂), минутная ингаляция: 2-20 л/мин (смесь), отношение вдоха к выдоху (I:E): 1:2, максимальное безопасное давление: 50 см вод. ст.

Базовая комплектация Медкорп АИВЛп-2/20-ТМТ

•

- Аппарат ИВЛ/ингаляции.
- Двухлитровый стальной баллон для кислорода.
- Редуктор.
- Маска взрослая.
- Дыхательный шланг.
- Шланг питания.
- Пристенное крепление.
- Инструкция пользователя.

Преимущества

Преимущества Медпром АИВЛп-2/20-ТМТ

- Аппарат пневматический и не требует внешнего электропитания.
- Работает от любого источника сжатого кислорода.
- Компактный, с ручкой для переноски.
- Есть возможность подачи вместо чистого кислорода кислородно-воздушной смеси с концентрацией кислорода 50 %.
- Предусмотрена возможность пристенного крепления.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	2891
Бренд	Медпром
Страна бренда	Россия
Тип аппарата ИВЛ	портативный
Автономный режим работы	есть
Частота вентиляции, раз в минуту	10-50 (режим ИВЛ)
Положительное давление на выдохе, см вод. ст.	5, 10 или 15
Концентрация O ₂ , %	100, 50
Габариты, мм	235×163×103
Вес, кг	1.5
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.