

## Автономная вытяжка Runwangda WJH0604

Сантехнические принадлежности для лабораторий



### Ваша цена

Розница  
**15 879 руб.**

Оптовая цена  
**15 244 руб.**



В наличии

С учетом НДС 22 %

## Описание

### Автономная вытяжка Runwangda WJH0604

Вытяжка Runwangda WJH0604 идеально подходит для удаления выхлопных газов, растворителей и других вредных газов в химических лабораториях, ремонтных мастерских, образовательных учреждениях, салонах красоты, цехах по переработке металла, мастерских по обработке ювелирных изделий.

Можно закрепить на стене или потолке. Сделана из полипропилена.

Диаметр трубы: 75 мм. Диаметр воздухозаборника: 385 мм. Наибольшая степень растяжения: 135 градусов. Максимальное расстояние по вертикали: 1770 мм. Длина фиксированной опоры: 1030 мм. Наружный диаметр соединительного соединения: 100 мм.

Значительно экономит место по сравнению с обычным вытяжным шкафом. Позволяет точно удалить вредные газы.

## Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд Runwangda

Страна бренда Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.