

Бактерицидная лампа Armed F15 T8

Бактерицидные лампы для облучателей

Арт. 1017101



- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Тип цоколя: G13
- Материал цоколя: пластиковый



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Бактерицидная лампа Armed F15 T8

Лампа Armed F15 T8 мощностью 15 Вт сделана из увиолевого стекла и предназначена для обеззараживания воздуха в помещении. Бактерицидная лампа излучает коротковолновое ультрафиолетовое излучение и обладает широким спектром действия на микроорганизмы, включая бактерии, вирусы и простейшие организмы.

ПРОДАЁМ ТОЛЬКО УПАКОВКАМИ (25 шт/уп)!

F15 T8 предназначена для бактерицидных облучателей Armed, к которым подходят лампы мощностью 15 Вт.

Лампа состоит из трубчатого стеклянного корпуса с токопроводящими цоколями по краям (цоколь G13). Применяется в установках для обеззараживания воздуха и поверхностей.

Пластиковый цоколь позволяет увеличить прочность лампы при транспортировке и избежать повреждений, лампа обладает большей устойчивостью к механическим воздействиям.

Срок службы лампы: 8000 часов.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	1017101
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Бактерицидное облучение на расстоянии 1 м,	
Вт/м ²	3,5
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Тип цоколя	G13

Материал цоколя	пластиковый
-----------------	-------------

Подходит для рециркуляторов	Армед
-----------------------------	-------

Габариты, мм	Ø20×452
--------------	---------

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.