

Бидистиллятор Ливам УПВА-15

Дистилляторы



Ваша цена

Розница
178 000 руб.

Оптовая цена
172 660 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 15

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Описание

Бидистиллятор Ливам УПВА-15

Напольный бидистиллятор УПВА-15 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010.

Бидистиллятор УПВА-15 снабжён датчиком уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника система автоматически отключается. Встроенный охладитель позволяет дистиллята с температурой не более 40 °С. Имеется возможность получения воды с температурой 70-85 °С.

Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему. В помещении, где размещен бидистиллятор, должен быть водопровод с регулировочным вентилем подачи воды, система водоотведения (канализация), электросеть однофазного переменного тока с номинальным напряжением 220 В 50 Гц и контур заземления. При отсутствии контура заземления электросеть должна иметь глухозаземленную нейтраль.

Срок службы – не менее 8 лет.

Преимущества

- Высокое качество получаемого дистиллята.
- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000026043.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026043.pdf
Тип прибора	бидистиллятор
Производительность (бидистиллят), л/ч	15
Расход воды при получении бидистиллята, л/ч	110
Габариты, мм	550 × 500 × 625
Вес, кг	39
Вес в упаковке, кг	56
Габариты в упаковке, мм	670 × 650 × 840
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	9 100
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.