

## Биомедицинский низкотемпературный морозильник Haier DW-86L728

Медицинские морозильники



- Температура в морозильной камере, °C: -40...-86
- Общий объём, л: 728
- Объём морозильной камеры, л: 728

**Haier**  
Biomedical

Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Морозильник биомедицинский Haier DW-86L728

Управление осуществляется при помощи микропроцессора, параметры отображаются на цифровом дисплее. Используется VIP технология поддержания температуры – сверхтонкие вакуумно-изоляционные панели повышенной плотности (VIP), которая снижает толщину стенок и увеличивает полезный объём морозильника без потери теплоизоляционных свойств. Морозильник оснащён оптимизированной каскадной системой охлаждения и высокоеффективным компрессором Danfoss.

Система снабжена световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей оператора о тех или иных неисправностях. Предусмотрена дополнительная защита компрессора от скачков напряжения при отключении и включении в сеть или при сбоях в энергоснабжении, а также функция плавного пуска и остановки компрессора.

Морозильник оснащён уникальной функцией U-COOL, которая позволяет информировать пользователя о текущих параметрах работы и отказах системы с помощью SMS, возможностью удалённого редактирования критических параметров и задания рабочей температуры. Предусмотрен пароль для предотвращения несанкционированного изменения рабочих параметров.

Морозильник имеет контроллер со встроенной системой самодиагностики важнейших узлов и механизмов, который фиксирует поломки и сбои. Доступ к нему легко осуществляется с передней панели. С помощью этой системы легко самостоятельно отслеживать состояние оборудования и самостоятельно идентифицировать неисправности.

Морозильник оснащён замком для предотвращения несанкционированного доступа. Благодаря небольшим габаритам, морозильник идеально пройдёт через любую стандартную дверь лаборатории и занимает мало места.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Haier Biomedical

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Тип холодильника

для вакцин, для крови

Температура в морозильной камере, °C

-40...-86

Общий объём, л	728
Объём морозильной камеры, л	728
Хладагент	HFC
Габариты, мм	1041×980×1980
Вес, кг	345
Электропитание, В	220-240
Потребляемая мощность, Вт	1000
Страна производства	Китай

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.