

Блок проточной кюветы ЗОМЗ КФК-ЗПК

Кюветы и запчасти



Ваша цена

Розница

21 850 руб.

~~22 287 руб.~~

Оптовая цена

21 660 руб.

~~22 093 руб.~~



В наличии

С учетом НДС 22 %

- Подходит для: спектрофотометров КФК

Товар участвует в акциях:

- Распродажа

Описание

Блок термостатируемой проточной кюветы КФК-ЗПК

Блок термостатируемой проточной кюветы КФК-ЗПК является дополнительной приставкой для фотометров [КФК-3-01](#).

Предназначен для поддержания постоянной температуры в кювете. Заполняет кювету реактивом и отсасывает реактив из кюветы в температурном диапазоне 20±5 °С.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ЗОМЗ

Страна бренда

Россия

Подходит для

спектрофотометров КФК

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.