

Большой лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1314

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
3 098 руб.

Оптовая цена
2 974 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Большой лабораторный кран-штуцер Runwangda WJH1314

Кран-штуцер для использования в лабораториях сделан из латуни с полипропиленовым покрытием. Общие габариты: 310×160×18 мм.

Максимальное давление воды на входе: 25 бар.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Runwangda
Страна бренда	Китай
Серия	НВ
Тип	кран (смеситель)
Габариты, мм	310×160×18
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.