

## Процедурные часы НанЭМА ПЧ-3

Дополнительное оборудование



### Ваша цена

Розница  
**19 003 руб.**

Оптовая цена  
**18 520 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 22 %

- Тип секундомера: Электронный (работает от сети или батареек)

## Описание

### Процедурные часы ПЧ-3

Процедурные часы предназначены для контроля длительности процедур в медицинских учреждениях. По окончании заданного времени прозвучит сигнал. Можно одновременно отсчитывать интервалы 10 процедур. Установка таймера: от 1 до 60 минут.

Часы работают от бытовой электрической сети или от 2 батареек типа АА (пальчиковых) по 1,5 В.

В комплект часов ПЧ-3 входят 10 пронумерованных штырьков, плавкая вставка, паспорт.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10282 от 11.03.2011.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Новоаннинский завод ЭМА
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Реабилитация
Тип секундомера	Электронный (работает от сети или батареек)
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.