

## Дефибриллятор Аксион ДА-Н-01 (недоступен к заказу)

Дефибрилляторы    Арт. 183360



Наличие регистрационного удостоверения



Array

Не поставляется

### Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Автоматический дефибриллятор Аксион ДА-Н-01</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Переносной автоматический наружный дефибриллятор ДА-Н-01 предназначен для лечебного воздействия на сердце одиночным бифазным импульсом посредством пары электродов при выполнении сердечно-лёгочной реанимации. Компактные размеры дефибриллятора позволяют использовать прибор в полевых условиях. </p>
      <p>Дефибриллятор автоматически анализирует ЭКГ пациента и указывает, обнаруживается ли ритм, пригодный для дефибрилляции. Голосовые сообщения подкрепляются сообщениями на экране и мигающими кнопками. </p>
      <p>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2017/5391 от 19.08.2019. </p>
      <p>Распознавание аритмии происходит в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60601-2-4, AAMI DF 80. </p>
      <p>Цветной дисплей с высокой яркостью, размер 7 дюймов 800×480 пикс.; Есть слот для карты памяти MicroSD. На неё можно сохранить до 1000 записей событий. </p>
      <p>Дефибриллятор питается от перезаряжаемых литий-марганцевых батарей. Их хватает не менее, чем на 200 разрядов. </p>
    </div>
  </div>
</div>
```

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	183360

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.