

Автоматический переносной дефибриллятор Аксион ДА-Н-01 Public

Дефибрилляторы



Ваша цена

Розница
332 800 руб.

Оптовая цена
316 160 руб.

AXION
 МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
 С 1970 ГОДА

В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Режим работы: автоматический
- Дополнительные особенности: есть голосовые подсказки, есть карта памяти
- Энергия импульса, Дж: 100/150/170/200/300/360 (для взрослых), 10/15/20/30/50/70/100 (для детей)
- Электроды: одноразовые (взрослые и детские)

Описание

Автоматический переносной дефибриллятор Аксион ДА-Н-01 Public

Аксион ДА-Н-01 Public – современный автоматический наружный дефибриллятор, разработанный для оказания экстренной помощи при остановке сердца.

Устройство производит анализ ЭКГ и определяет необходимость выполнения дефибрилляции. Голосовые инструкции, визуальные сообщения на экране и индикаторы обеспечивают интуитивное сопровождение каждого этапа оказания помощи.

Компактная конструкция и небольшой вес обеспечивают удобство транспортировки, а цветной дисплей с регулируемой яркостью гарантирует хорошую читаемость в разных условиях освещения.

Аппарат поддерживает автоматическую настройку параметров при подключении взрослого или детского комплекта электродов. Надёжный аккумулятор рассчитан на длительную автономную работу, что особенно важно в экстренных ситуациях.

Поддерживается возможность подключения к Wi-Fi для передачи данных мониторинга состояния пациента.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора: № РЗН 2017/5391 от 19.08.2019.

Особенности

- Автоматический анализ ЭКГ и определение ритма, пригодного для дефибрилляции.
- Озвученные голосом и визуальные инструкции для сопровождения действий оператора.
- Цветной TFT-дисплей 7" с разрешением 800 × 480 пикселей.
- Поддержка режимов для взрослых и детей с автоматической перенастройкой параметров.
- Индикация уровня заряда аккумулятора (5 делений).
- Подключение по Wi-Fi для передачи данных мониторинга.
- Слот для MicroSD-карты: сохранение до 1000 записей событий.
- Компактные габариты: подходит для мобильного применения.
- Надёжная автономная работа: до 200 разрядов от одного заряда.
- Скорость развёртки ЭКГ – 25 мм/с, усиление – 10 мм/мВ.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|----------------------------|------------------------------|
| Режим работы | Автоматический |
| Тип импульса | Бифазный трапецеидальный |
| Энергия для взрослых, Дж | 100, 150, 170, 200, 300, 360 |
| Энергия для детей, Дж | 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100 |
| Время анализа до заряда, с | 15 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Количество разрядов от полной батареи | ≥200 |
| Дисплей | Цветной TFT 7", 800 × 480 |
| Термопринтер | Нет |
| Габариты | 300 × 220 × 80 мм |
| Вес | Не более 3 кг |
| Питание | Аккумулятор (литий-марганцевые батареи) |
| Канал ЭКГ | С электродов дефибрилляции |
| Скорость развёртки | 25 мм/с |
| Усиление ЭКГ | 10 мм/мВ |
| Диапазон ЧСС | 15–300 уд/мин |
| Погрешность ЧСС | ±1% или ±1 уд/мин |

Преимущества

- Голосовые, световые и текстовые подсказки значительно облегчают работу с дефибриллятором.
- Компактные габариты и малый вес.
- Большой цветной дисплей. Яркость экрана и уровень звуковых сигналов может регулироваться.
- Подходит для работы с взрослыми и детьми (для оказания помощи последней группе пациентов необходимо использование детского комплекта электродов).
- Способен отслеживать сердечный ритм, анализируя его стабильность и некоторые другие параметры. На основе полученной информации в режиме реального времени ДА-Н-01 самостоятельно определяет необходимость дефибрилляции.
- Оснащается мощной батареей, которая при условии полной зарядки рассчитана на 200 импульсов или 12 часов режима ЭКГ. Уровень аккумулятора выводится на экран, обеспечивая возможность контроля данного показателя (4 деления индикатора зарядки).
- При подключении детских или взрослых электродов ДА-Н-01 автоматически перенастраивает свои параметры, исходя из особенностей работы с пациентами разного возраста.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Аксион


Страна бренда


Россия


Отрасли


Здравоохранение, Для скорой помощи


Описание по КТРУ














Информация

по каталогу КТПУ

| Параметр | Значение |
|----------|-------------------|
| Код | 26.60.13.190-0000 |
| Код | 0478 |
| Код | ОКПД2 |

Вес, кг 3

Страна производства Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.