

Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1

Мойки для эндоскопов



Ваша цена

Розница

55 200 руб.

Оптовая цена

53 489 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h3>Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1</h3>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<p>Установка КРОНТ УДЭ-1 – специализированное оборудование для проведения дезинфекции высокого уровня &#40;ДВУ&#41; гибких эндоскопов, видеоэндоскопов и эндоскопов с ультразвуковыми датчиками отечественного и импортного производства. Устройство предназначено для безопасной и эффективной обработки всех полостей и каналов эндоскопов с помощью дезинфицирующих растворов.</p>
<p>Конструкция установки включает цельнолитую ванну с крышкой из ударопрочного химически стойкого пластика, предотвращающую испарение растворов, а также ручной двухходовой насос для заполнения внутренних каналов эндоскопа без образования пузырьков воздуха. Ванна выполнена из полистирола с обтекаемыми контурами, что исключает критические изгибы эндоскопа во время обработки. Слив отработанных растворов осуществляется через силиконовую трубку с фиксируемым наконечником.</p>
<p>Установка смонтирована на рамной конструкции в виде тележки с четырьмя поворотными колесными опорами Ø75 мм с резиновым ободом и пластиковыми амортизирующими отбойниками, две из которых оснащены тормозом для надежной фиксации. Поддон и навесные полки выполнены из полипропилена, самофиксирующиеся и легкосъёмные, что облегчает санитарную обработку.</p>
</div>
</div>
</div>
```



```
<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h4>Комплектующие</h4>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<ul>
<li><strong>Поддон и навесные полки из полипропилена.</strong> Для удобства проведения санитарной обработки выполнены самофиксирующимися и легкосъёмными.</li>
<li><strong><a href="https://www.nv-med.ru/catalog/yemkost-konteyner-kront-kds-0-2/">Ёмкость-контейнер полимерный КДС-0,2</a></strong> &#40;2 шт.&#41; с перфорированным поддоном и крышкой, рабочий объём 0,2 ± 0,05 л, габаритный размер Ø96 × 72 мм.</li>
<li><strong><a href="https://www.nv-med.ru/catalog/yemkost-konteyner-dlya-dezinfektsii-kront-kds-1/">Ёмкость-контейнер полимерный КДС-1</a></strong> &#40;1 шт.&#41; с перфорированным поддоном и крышкой, рабочий объём 1 ± 0,2 л, габаритный размер 280 × 155 × 105 мм.</li>
<li><strong><a href="https://www.nv-med.ru/catalog/yemkost-konteyner-dlya-dezinfektsii-kront-kds-10/">Ёмкость-контейнер полимерный КДС-10</a></strong> &#40;2 шт.&#41;, рабочий объём 10 ± 1,6 л, габаритный размер 450 × 325 × 205 мм.</li>

```

Комплект приспособлений для подключения эндоскопов (адаптеры и приспособления) предназначены для подключения различных моделей эндоскопов Olympus, Pentax и ЛОМО.

</div>

</div>

</div>

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Масса транспортной упаковки	25 кг
Номинальная нагрузка	47 кг (ванна – 22 кг, поддон – 20 кг, две полки – 5 кг)
Внутренние размеры ванны	560 × 420 × 160
Рабочий объём ванны	14 ± 1 л
Максимальный объём ванны	20 ± 2 л
Объём жидкости за 1 рабочий цикл	30 ± 3 см ³
Колёсные опоры	4 шт., Ø75 мм, 2 шт. с тормозом
Срок службы	не менее 5 лет

</table>

</div>

</div>

</div>

<meta name="keywords" content="дезинфекционная эндоскопическая установка, КРОНТ УДЭ-1, дезинфекция эндоскопов, оборудование для ДВУ, обработка гибких эндоскопов, видеоэндоскоп, эндоскоп с ультразвуковым датчиком">

<meta name="description" content="Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1: высокоеффективная дезинфекция гибких эндоскопов и видеоэндоскопов. Ванна с крышкой, ручной насос, тележка на колёсных опорах, рабочий объём 14 л, максимальный объём 20 л.">

<meta name="title" content="Дезинфекционная эндоскопическая установка КРОНТ УДЭ-1 – купить, характеристики, применение">

Преимущества

Установка КРОНТ УДЭ-1 предлагает ряд преимуществ, которые делают её надёжным и удобным решением для организации процесса дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов в медицинских учреждениях:

- Высокая эффективность ДВУ – обеспечивает полный контакт дезсредства со всеми поверхностями и стенками каналов эндоскопа.

- Ручной двухходовой насос с подачей без образования пузырьков – гарантирует заполнение внутренних каналов без разрывов струи и непроветриваемых зон.
- Экономный расход дезинфицирующего средства – обтекаемая форма ванны и конфигурация крышки минимизируют испарения и перерасход.
- Универсальность подключения – комплект адаптеров для Olympus, Pentax и ЛОМО обеспечивает совместимость с большинством моделей эндоскопов.
- Надёжная конструкция тележки – поворотные колёсные опоры Ø75 мм с резиновым ободом и двумя тормозами для устойчивого закрепления в рабочем месте.
- Простота санитарной обработки – поддон и навесные полки из полипропилена самофиксирующиеся и легкосъёмные для быстрой очистки и дезинфекции.
- Двухступенчатая фильтрация растворов – удаляет соли жёсткости и белковые остатки, что повышает качество повторного использования рабочих растворов.
- Безопасность для эндоскопов – ванна выполнена из полистирола с обтекаемыми контурами, исключающими критические изгибы и повреждения при обработке.
- Удобство работы с инструментами и аксессуарами – в комплекте ёмкости КДС-0,2, КДС-1 и КДС-10 для обработки и хранения принадлежностей и ополаскивания.
- Гибкость в выборе дезсредств – установка допускает работу любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами, что упрощает внедрение существующих протоколов в учреждении.
- Комплектация, ориентированная на практику – объём ванны и параметры прокачки рассчитаны на эффективную обработку современных гибких эндоскопов и видеосистем.
- Длительный срок службы и гарантия – разработана для многолетней эксплуатации с гарантийным сроком 24 месяца и ресурсом не менее 5 лет.

Установка КРОНТ УДЭ-1 является практичным решением для эндоскопических кабинетов и лабораторий, сочетая безопасность обработки, экономичность расхода реагентов и удобство обслуживания.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Габариты, мм	960 × 635 × 1 230
Вес, кг	23
Габариты в упаковке, см	990 × 260 × 640
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.