

Дистиллятор Ливам АДЭ-50

Дистилляторы Арт. АДЭ-50



Ваша цена

Розница

127 000 руб.

Оптовая цена

124 460 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность, л/ч: 50

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/03708 от 05.12.2008

Описание

Аквадистиллятор АДЭ-50

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/03708 от 05.12.2008.

Напольный медицинский аквадистиллятор АДЭ-50 предназначен для получения качественной дистиллированной воды, соответствующей ФС 42-2619-97 «Вода очищенная» и ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная».

Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации пара, образующегося при кипении воды в камере испарения. Образующийся пар поступает в конденсатор, охлаждаемый водопроводной водой, а далее уже в виде очищенной дистиллированной воды попадает в водосборник. Температурой дистиллята находится в пределах от +70 °С до +85 °С. С помощью охладителя можно получить дистиллят с температурой не более +40 °С. Аппарат приобретается отдельно. Объединив дистиллятор, охладитель и водосборник вы получаете единую автоматически работающую систему.

Дистиллятор оснащён датчиком контроля уровня воды в испарительной камере, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. При наполнении водосборника происходит автоматическое отключение ТЕНов. Корпус и основные детали изготовлены из высоколегированной зеркальной нержавеющей стали 12Х18Н10Т (АISI 321). Разборная конструкция камеры конденсации позволяет контролировать образование накипи, а также упрощает обслуживание и ремонт оборудования.

Срок эксплуатации 8 лет.

Преимущества

Преимущества аквадистиллятора Ливам ДЭ-50

- Автоматическая система безопасности.
- Автоматический контроль уровня воды в камере испарения.
- Низкий удельный расход электроэнергии для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Низкий уровень расхода воды на охлаждение для получения 1 литра дистиллированной воды.
- Устройства для очищения пара от капель не перегнанной воды.
- Удобство эксплуатации при минимальных затратах на обслуживание.
- Гарантийный срок — 14 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	АДЭ-50
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Тип прибора	дистиллятор
Производительность, л/ч	50
Расход воды, л/ч	380
Габариты, мм	700×500×800
Вес, кг	40
Вес в упаковке, кг	60
Габариты в упаковке, см	720×660×1170
Электропитание, В	380
Потребляемая мощность, Вт	31500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.