

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Прессотерапия



Ваша цена

Розница
11 406 руб.

Оптовая цена
10 950 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Количество секций в манжете: 4
- Давление в манжете, мм рт. ст.: 50...280

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008

Манжета-рука для Won Industry WIC-2008 – совместимый аксессуар, предназначенный для расширения комплектации аппарата прессотерапии. Используется в системах с дисплеем и без него.

Манжета состоит из четырёх воздушных отсеков, каждый из которых подключается к аппарату и управляется индивидуально, обеспечивая точную подачу давления. Конструкция выполнена из плотного воздухонепроницаемого материала с герметичными швами и надёжными соединениями, что обеспечивает долгий срок службы при интенсивной эксплуатации.

Размер манжеты стандартизирован и может входить в базовую комплектацию аппарата, а также заказываться отдельно в качестве дополнительного элемента. Соединительный интерфейс манжеты адаптирован под штатные разъёмы аппарата WIC-2008.

Также в линейке производителя доступны дополнительные манжеты для талии и нижних конечностей.

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Совместимость | Аппараты Won Industry WIC-2008 |
| Количество воздушных отсеков | 4 |
| Тип управления | Автоматическое, через аппарат |
| Материал | Плотная воздухонепроницаемая ткань |
| Швы и фиксация | Герметичные швы, застёжка-липучка |
| Интерфейс подключения | Штатный разъём WIC-2008 |
| Варианты исполнения | Левая/правая рука |
| Дополнительные аксессуары | Манжеты на талию и ноги (опционально) |

Преимущества

Дополнительная манжета-рука для аппарата прессотерапии Won Industry WIC-2008 обладает рядом преимуществ, которые делают её удобным и функциональным решением для расширения комплектации системы:

- Совместимость с аппаратами Won Industry WIC-2008 – подходит как для моделей с дисплеем, так

и без него.

- Четырёхсекционная конструкция – обеспечивает равномерное распределение давления по всей площади манжеты.
- Индивидуальное управление отсеками – каждая камера контролируется аппаратом отдельно, что позволяет точно регулировать параметры сеанса.
- Плотный герметичный материал – устойчив к механическим нагрузкам, не теряет форму и герметичность при многократном использовании.
- Надёжная система креплений – удобно фиксируется на руке пациента, не создаёт дискомфорта во время процедуры.
- Интуитивное подключение – интерфейс адаптирован под штатные разъёмы аппарата, не требует дополнительных адаптеров.
- Можно заказывать отдельно – подходит как запасная или дополнительная манжета к существующему оборудованию.
- Унификация размеров – допускается использование с разными пациентами без необходимости замены аксессуара.
- Совместимость с дополнительными манжетами – может использоваться в сочетании с манжетами на талию и ноги.

Манжета-рука помогает расширить функциональность аппарата, повысить комфорт пациента и оптимизировать процесс проведения процедур прессотерапии.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------------------|--|
| Бренд | Won Industry |
| Страна бренда | Южная Корея |
| Отрасли | Здравоохранение, Реабилитация, Эстетическая медицина |
| Количество секций в манжете | 4 |
| Давление в манжете, мм рт. ст. | 50...280 |
| Страна производства | Южная Корея |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.