

Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ

Стойки и подставки для термостатов

Арт. 1006.2



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Наличие регистрационного удостоверения

Описание

Дополнительная полка для ТСО-200 СПУ

Полка предназначена для установки в электрический термостат с охлаждением линейки ТСО. Выполнена из нержавеющей стали с лакокрасочным покрытием.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

1006.2

Бренд

Смоленское СКТБ СПУ

Страна бренда

Россия

Отрасли

Здравоохранение

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.