

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-10-100

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 30 851 руб. 29 750 руб.**



1

Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-10-100

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-10-100 — восьмиканальный механический прибор для точного объёмного дозирования жидкостей и реактивов. Предназначен для лабораторий микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, а также для использования в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую воспроизводимость дозирования. Объём отображается на цифровом дисплее. Дозатор оснащён лёгким сбрасыванием наконечников и поворотной нижней частью на 360° для удобства работы в любом положении.

Корпус дозатора выполнен с эргономичной накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло. Прибор легко разбирается и полностью автоклавируется. Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.

Особенности

- Повышенная химическая стойкость материалов.
- Полная автоклавируемость корпуса и насадок.
- Плавный поршневой механизм для точного и легкого дозирования.
- Мягкое сбрасывание наконечников.
- Удобный упор для пальца.
- Лёгкий вес, снижающий усталость при работе.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.
- Посадочный конус из поливинилфторида для прочности и твёрдости.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости и стойкости к коррозии.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Название дозатора	ЭКОХИМ МП-8-10-100
Дискретность, мкл	0,2
Тестируемый объём,	мкл 10 – 100
Точность, ±, %	2 – 1,2
CKO, ±, % 2,6 -	1,8
Каналы 8	

Преимущества

• Повышенная химическая стойкость материалов дозатора.

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-10-100



- Полная автоклавируемость корпуса и насадок.
- Плавный поршневой механизм обеспечивает точное дозирование с минимальным усилием.
- Мягкое и лёгкое сбрасывание наконечников.
- Удобный упор для пальца для стабильного захвата при работе.
- Лёгкий вес дозатора снижает усталость при длительном использовании.
- Эргономичная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.
- Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) повышает износостойкость и коррозионную стойкость.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для удобства контроля.
- Нижняя часть поворачивается на 360 ° для выбора оптимального положения при работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-10-100 2