

# Дозатор ЭКОХИМ МП-8-5-50

Дозаторы



#### Ваша цена

Розница **Оптовая цена 30 851 руб. 29 750 руб.** 



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

### Дозатор ЭКОХИМ МП-8-5-50

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-5-50-8 - 8-канальный механический лабораторный прибор с переменным объёмом дозирования 5-50 мкл. Предназначен для точного и воспроизводимого объёмного дозирования биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования. Объём отображается на цифровом дисплее. Дозатор оснащён сбрасывателем наконечников и специальной накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло. Конструктивные особенности позволяют удобно работать с узкими глубокими сосудами, а также поворачивать держатель наконечников на 360 ° для выбора оптимального положения.

Прибор частично автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания и калибровки. Лёгкий вес и эргономичный дизайн снижают утомляемость при работе и повышают эффективность лабораторного процесса.

### Особенности

- 8-канальный дозатор переменного объёма 5 50 мкл.
- Плавный поршневой механизм для высокой точности и воспроизводимости.
- Материал корпуса химически стойкий, посадочный конус из поливинилфторида.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости и устойчивости к коррозии.
- Лёгкое сбрасывание наконечников с помощью встроенного сбрасывателя.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника).
- 360 ° вращение держателя наконечников для удобства работы.
- Идеальная форма корпуса для дозирования жидкости в узкие глубокие сосуды.
- Лёгкий вес и удобство эксплуатации снижают утомляемость.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Автоклавируемос	гь частичная	
Шаг (дискретность установки дозы), мкл		0,5
Наконечник, мкл	200, 300	_
Точность, %	±8,0 при 5 мкл; ±2,5 при 50	- ) мкл
Воспроизволимос	ть (СКО) % 7 при 5 м	- кл: 3 при 50 мкл

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-5-50



# Преимущества

- 8-канальный дозатор переменного объёма 5 50 мкл обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Поршневой механизм с плавным ходом снижает сопротивление и повышает точность.
- Материалы корпуса и внутренних элементов химически стойкие и износостойкие.
- Посадочные конуса полностью автоклавируемые, что обеспечивает безопасность при стерилизации.
- Сброс наконечников осуществляется легко и быстро благодаря встроенному сбрасывателю.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и термопластичной накладкой повышает удобство работы.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для контроля точности.
- Лёгкий вес снижает утомляемость при длительной работе.
  Держатель наконечников поворачивается на 360 ° для адаптации к рабочему месту лаборанта.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.
- Простота разборки и калибровки для профилактического обслуживания.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор ЭКОХИМ МП-8-5-50 2