

Дозатор Экохим МПА-8-30-300 Смарт

Дозаторы



Наличие регистрационного удостоверения

♦ BKOXUM

Array

Под заказ

Описание

Дозатор ЭКОХИМ МПА-8-30-300 Смарт

Дозатор ЭКОХИМ МПА-8–30–300 Смарт — восьмиканальный механический дозатор объёмом 30–300 мкл. Предназначен для точного и объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую воспроизводимость и точность дозирования. Объём отображается на цифровом дисплее, сбрасывание наконечников происходит легко и мягко. Нижняя часть дозатора поворачивается на 360° для выбора оптимального положения. Корпус снабжён накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло, что повышает комфорт при работе.

Дозатор легко разбирается, полностью автоклавируется и обладает эргономичной формой корпуса, позволяющей работать с узкими и глубокими сосудами. Используемые материалы обеспечивают химическую стойкость, прочность и износостойкость устройства.

Особенности

- Восьмиканальный механический дозатор объёмом 30-300 мкл.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочные конуса.
- Поршневой механизм с плавным ходом для высокой точности и воспроизводимости.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает мягкое и лёгкое снятие пипеток.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Нижняя часть поворачивается на 360° для выбора оптимального положения.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Материалы с повышенной химической стойкостью, внутренний стержень из полиэфиркетона, посадочный конус из поливинилфторида.
- Лёгкий вес дозатора снижает усталость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими глубокими сосудами.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Название дозатора	ЭКОХИМ МПА-8-30-300 Смарт
Дискретность, мкл	0,2
Тестируемый объём, г	мкл 30 – 300
Точность, ±, %	2 – 1,2
CKO, ±, % 2,6 -	1,8

Преимущества

- Восьмиканальный механический дозатор объёмом 30-300 мкл.
- Плавный поршневой механизм обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.



- Лёгкое и мягкое сбрасывание наконечников.
- Цифровой дисплей объёма дозирования для удобного контроля.
- Нижняя часть дозатора поворачивается на 360° для выбора оптимального положения.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Корпус и посадочные конусы полностью автоклавируемые.
- Материалы с высокой химической стойкостью: внутренний стержень из полиэфиркетона, посадочный конус из поливинилфторида.
- Лёгкий вес дозатора снижает усталость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.