

## Дозатор Экохим ОФ-1-10

Дозаторы



**Ваша цена**

Розница  
**6 170 руб.**

Оптовая цена  
**5 950 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

### Описание

#### Дозатор Экохим ОФ-1-10

Дозатор Экохим ОФ-1-10 – одноканальный механический прибор фиксированного объёма, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию. Подходит для работы с биожидкостями и реактивами в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую воспроизводимость дозирования. Посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из полиэфиркетона повышают прочность и износостойкость устройства. Сбрасыватель облегчает снятие наконечников, а эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера повышает удобство работы.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника), легко разбирается для профилактического обслуживания и обладает цифровым дисплеем для отображения объёма дозирования. Небольшой вес снижает физическое напряжение при работе, а идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.

#### Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Посадочный конус из поливинилфторида и стержень из полиэфиркетона для прочности и износостойкости.
- Сбрасыватель наконечников для удобства работы.
- Эргономичный корпус с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Частичная автоклавируемость (стерилизация оси держателя наконечника).
- Лёгкий вес снижает физическое напряжение при работе.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Автоклавируемость	частичная
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	10
Наконечник, мкл	200, 300
Точность, %	±0,8
Воспроизводимость (СКО), %	0,8

#### Преимущества

- Высокая точность дозирования благодаря поршневому механизму.

- Повышенная химическая стойкость материалов корпуса и внутренних элементов.
- Эргономичный дизайн с упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера для удобства работы.
- Цифровой дисплей объёма дозирования облегчает контроль точности.
- Частичная автоклавируемость обеспечивает безопасную стерилизацию оси держателя наконечника.
- Лёгкий вес и компактность снижают физическую нагрузку при работе.
- Посадочный конус из поливинилфторида и стержень из полиэфиркетона увеличивают прочность и долговечность.
- Сбрасыватель наконечников упрощает замену расходных элементов.
- Возможность самостоятельной калибровки повышает точность и воспроизводимость дозирования.
- Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Экохим (Экросхим)

**Страна бренда**

Россия

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000028273.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000028273.pdf>

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.