

# Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100

Дозаторы



Ваша цена

Розница **6 170 руб.** 

Оптовая цена 5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

## Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 100 мкл с частичной автоклавируемостью. Он предназначен для лабораторий различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию, а также для медицинских учреждений для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень — из полиэфиркетона, что обеспечивает химическую стойкость, износоустойчивость и стойкость к коррозии. Сбрасыватель дозатора облегчает смену наконечников, а эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера делает работу удобной и комфортной. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее, а прибор легко разбирается для профилактического обслуживания.

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100 частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника). Лёгкий вес снижает утомляемость при работе, а идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие глубокие сосуды.

## Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 100 мкл.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью дозирования.
- Материалы, устойчивые к коррозии и химическим реагентам.
- Посадочный конус из поливинилфторида, внутренний стержень из полиэфиркетона.
- Сбрасыватель наконечников для лёгкой замены.
- Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера.
- Отображение объёма на цифровом дисплее.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника).
- Низкий вес снижает утомляемость при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

#### Технические характеристики

	Характеристика	Значение
	Автоклавируемость	частичная
	Объём дозирования, м	кл 100
	Объём наконечника, м	кл 300
-	Точность, % ±0,5	
- 1	Воспроизводимость (С	KO), % 0,3
ļ	Цветовая маркировка	фиолетовая

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100



# Преимущества

- Высокая точность и воспроизводимость дозирования благодаря поршневому механизму.
- Материалы, устойчивые к коррозии и химическим реагентам, обеспечивают долговечность дозатора.
- ullet Эргономичный корпус с накладкой из термопластичного эластомера обеспечивает комфорт при работе.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования, облегчая контроль процесса.
- Сбрасыватель наконечников упрощает замену расходных материалов.
- Лёгкий вес дозатора снижает утомляемость при длительной работе.
- Частичная автоклавируемость (стерилизации подвергается ось держателя наконечника).
- Простая разборка для профилактического обслуживания.
- Идеальная форма корпуса позволяет работать с узкими и глубокими сосудами.
- Цветовая маркировка фиолетового цвета облегчает идентификацию объёма.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

**Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-100**