

## Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-200

Дозаторы



Ваша цена

Розница 6 170 руб. Оптовая цена 5 950 руб.



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

### Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-200

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-200 — одноканальный механический прибор фиксированного объёма 200 мкл. Он предназначен для точного дозирования жидких реагентов и биожидкостей в лабораториях различного профиля, включая микробиологию, иммунологию, биохимию, генетику и аналитическую химию, а также используется в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материал корпуса обладает повышенной химической стойкостью, посадочный конус выполнен из поливинилфторида, внутренний стержень — из термопластика (полиэфиркетон), обеспечивая прочность, износостойкость и стойкость к коррозии. Сбрасыватель дозатора облегчает снятие наконечников. Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера повышает комфорт работы, а цифровой дисплей отображает объём дозирования.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника). Конусы для надевания наконечников изготовлены из ударопрочных и химически стойких материалов и являются полностью автоклавируемыми. Прибор легко разбирается для профилактического обслуживания и позволяет самостоятельно откалибровать объём дозирования. Небольшой вес и идеальная форма корпуса снижают утомляемость и облегчают работу с узкими и глубокими сосудами.

#### Комплектация

- Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-200;
- Паспорт (свидетельство о поверке);
- Инструкция по использованию; • Сменные наконечники;
- Ключ для калибровки;
- Смазка.

## Технические характеристики

Характеристика Значение	
Автоклавируемость частичная	
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	200
Объём наконечника, мкл 300	
Точность, % ±0,4	
Воспроизводимость (СКО), % 0,2	
Цветовая маркировка фиолетовая	

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-200 1



# Преимущества

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.
- Материалы дозатора обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) устойчив к коррозии.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену расходных элементов.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и термопластичной накладкой повышает комфорт работы.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Дозатор частично автоклавируемый (стерилизация только оси держателя наконечника).
- Конусы для надевания наконечников ударопрочные и химически стойкие, полностью автоклавируемые.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Возможность самостоятельной калибровки объёма дозирования.
- Небольшой вес снижает утомляемость и повышает эффективность работы.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкость в узкие и глубокие сосуды.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

# Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

**Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-200**