

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-2000

Дозаторы



Ваша цена

Розница **7 933 руб.** Оптовая цена 7 650 руб. **♦ ЭКОХИМ**

Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-2000

Дозатор ЭКОХИМ ОФ–1–2000 — одноканальный механический прибор с фиксированным объёмом 2000 мкл для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля: микробиологической, иммунологической, биохимической, генетической, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях. Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.

Дозатор имеет цветовую маркировку зелёного цвета, эргономичный дизайн с удобным упором для пальца и специальной накладкой из термопластичного эластомера, не проводящего тепло. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее. Прибор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника). Лёгкий вес и идеальная форма корпуса позволяют работать длительное время без усталости и эффективно дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.

Дозатор легко разбирается для профилактического обслуживания, оснащён сбрасывателем наконечников и посадочными конусами из ударо- и химически стойких материалов, полностью автоклавируемыми. Функциональность и простота обращения позволяют самостоятельно откалибровать прибор.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 2000 мкл.
- Поршневой механизм для плавного хода и высокой точности дозирования.
- Частичная автоклавируемость (ось держателя наконечника).
- Материалы повышенной химической стойкости и износостойкости: поливинилфторид, полиэфиркетон.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца и термопластичной накладкой.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Сброс наконечников с помощью встроенного сбрасывателя.
- Лёгкий вес для снижения утомляемости при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.
- Простота разборки для профилактического обслуживания. Возможность самостоятельной калибровки дозатора.

Комплектация

- Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-2000
- Паспорт (свидетельство о поверке)
- Инструкция по использованию
- Сменные наконечники
- Ключ для калибровки
- Смазка

Технические характеристики

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-2000



Характеристика Знач	нение
Объём дозирования, мкл	2000
Наконечник, мкл 500	00
Точность, % ±0,3	
Воспроизводимость (СКО), % 0,2	

Преимущества

- Высокая точность дозирования и воспроизводимость результатов благодаря поршневому механизму.
- Плавный ход поршня снижает физическое напряжение при работе.
- Материалы дозатора обладают высокой химической и термостойкостью.
- Посадочные конуса для наконечников полностью автоклавируемые и стойкие к ударным нагрузкам.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца и накладкой из термопластичного эластомера.
- Цифровой дисплей объёма дозирования облегчает контроль и точную установку объёма.
- Лёгкий вес и идеальная форма корпуса позволяют работать длительное время без усталости.
- Сброс наконечников с помощью встроенного сбрасывателя упрощает замену расходных материалов.
- Простая разборка для профилактического обслуживания и чистки.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Универсальность применения в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии и медицинских учреждениях.
- Совместимость с наконечниками объёмом до 5000 мкл.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-2000 2