

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-250

Дозаторы



Ваша цена

Розница **6 170 руб.**

Оптовая цена **5** 950 руб.

♦ BKOXUM

Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-250

Дозатор ЭКОХИМ ОФ–1–250 — одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 250 мкл. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования жидкостей в лабораториях микробиологического, иммунологического, биохимического и генетического профиля, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования. Корпус дозатора оснащён эргономичной накладкой из термопластичного эластомера, цифровым дисплеем для отображения объёма, а внутренний стержень выполнен из полиэфиркетона, обеспечивая износостойкость и стойкость к коррозии. Посадочный конус из поливинилфторида гарантирует прочность и твёрдость, а сбрасыватель наконечников облегчает эксплуатацию.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается только ось держателя наконечника) и легко разбирается для профилактического обслуживания. Небольшой вес и эргономичная форма корпуса делают работу менее утомительной и позволяют точно дозировать жидкости в узкие глубокие сосуды.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 250 мкл.
- Поршневой механизм для плавного хода и высокой точности дозирования.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Эргономичная накладка из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона для повышенной износостойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида для дополнительной прочности.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкую замену.
- Частичная автоклавируемость: стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес и эргономичная форма корпуса снижают утомляемость при работе.

Технические характеристики

Характеристика Значение	
Объём дозирования (тестируемый объём), мкл	250
Наконечник, мкл 1000	
Точность, % ±0,4	
Воспроизводимость (СКО), % 0,2	
Автоклавируемость частичная	

Преимущества

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-250



- Одноканальный механический дозатор фиксированного объёма 250 мкл.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление и высокую точность дозирования.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Эргономичная накладка из термопластичного эластомера, не проводящего тепло.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона повышает износостойкость и стойкость к коррозии.
- Посадочный конус из поливинилфторида гарантирует прочность и твёрдость.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкую замену.
- Частичная автоклавируемость: стерилизации подвергается ось держателя наконечника.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Небольшой вес и эргономичная форма корпуса снижают утомляемость при работе.
- Цветная маркировка оранжевого цвета облегчает идентификацию дозатора.
- Обеспечивает высокую воспроизводимость дозирования и надёжность при работе с биожидкостями и реактивами.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.
- Простота и функциональность позволяют самостоятельно откалибровать дозатор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор ЭКОХИМ ОФ-1-250