

### Дозатор ЭКОХИМ ОФА-5

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 9 696 руб. 9 350 руб.** 



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

#### Описание

#### Дозатор ЭКОХИМ ОФА-5

Дозатор ЭКОХИМ ОФА-5 — одноканальный механический прибор фиксированного объёма 5 мкл. Предназначен для точного дозирования жидкостей в лабораториях различного профиля, включая микробиологические, иммунологические, биохимические, генетические и аналитические исследования. Используется также в медицинских учреждениях для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, минимальное сопротивление, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материалы дозатора обладают повышенной химической стойкостью: посадочный конус из поливинилфторида и внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) обеспечивают прочность, твёрдость и износостойкость. Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца облегчает работу и снижает утомляемость, объём отображается на цифровом дисплее, устройство полностью автоклавируемое и легко разбирается для профилактического обслуживания.

Дозатор комплектуется сменными наконечниками, ключом для калибровки, смазкой и паспортом (свидетельством о поверке).

#### Особенности

- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 5 мкл.
- Полная автоклавируемость всех деталей, включая посадочные конуса.
- Цветная маркировка для быстрого распознавания объёма.
- Поршневой механизм с плавным ходом для точного дозирования.
- Материалы с высокой химической стойкостью и износостойкостью.
- Эргономичный корпус с упором для пальца.
- Цифровой дисплей для контроля объёма.
- Лёгкое сбрасывание наконечников и разборка для профилактического обслуживания.
- Комплектуется ключом для калибровки, сменными наконечниками и смазкой.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём дозирования	5 мкл
Наконечник 3	00, 350 мкл
Точность ±1,3	%
Воспроизводимость (СКО) 1,2 %	
Автоклавируемость полная	

## Преимущества

Дозатор ЭКОХИМ ОФА-5



- Одноканальный дозатор фиксированного объёма 5 мкл, полностью автоклавируемый.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материалы дозатора обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) устойчив к коррозии и механическому износу.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца облегчает работу и снижает утомляемость.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования для точного контроля.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену и предотвращает повреждения.
- Лёгкая разборка для профилактического обслуживания.
- Комплект поставки включает сменные наконечники, ключ для калибровки и смазку.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.
- Функциональность и простота калибровки обеспечивают самостоятельное поддержание точности.
- Небольшой вес дозатора снижает физическую нагрузку на руку лаборанта.
- Цветовая маркировка красного цвета для быстрой идентификации объёма.

# Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

#### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

**Дозатор ЭКОХИМ ОФА-5**