

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-10-100

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 9 696 руб. 9 350 руб.**

Ф ЭКОХИМ

Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-10-100

ЭКОХИМ ОП-1-10-100 — одноканальный механический дозатор переменного объёма, предназначенный для точного дозирования жидкостей в лабораторных и медицинских условиях. Дозатор обеспечивает объёмное дозирование проб биожидкостей и реактивов, применяется в микробиологии, иммунологии, биохимии, генетике и аналитической химии.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материал корпуса устойчив к химическим воздействиям, посадочный конус изготовлен из поливинилфторида, внутренний стержень — из полиэфиркетона, что увеличивает износостойкость и стойкость к коррозии. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее, а удобный упор для пальца и эргономичная форма корпуса повышают комфорт работы и точность при введении жидкости в узкие сосуды.

Дозатор частично автоклавируемый (стерилизации подвергается ось держателя наконечника), легко разбирается для профилактического обслуживания и может быть самостоятельно откалиброван. Лёгкий вес и эргономичный дизайн снижают утомляемость при длительной работе.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма.
- Поршневой механизм для плавного хода и точного дозирования.
- Материалы с повышенной химической стойкостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида, стержень из полиэфиркетона.
- посадочный конус из поливинилфторида, стержен
 Сбрасыватель наконечников для лёгкой замены.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозы.
- Частичная автоклавируемость.
- Лёгкий вес и удобство в эксплуатации.
- Возможность самостоятельной калибровки.

Технические характеристики

		_
Характеристика Зн	ачение	
Автоклавируемость	частичная	
Диапазон дозирования (тестируемый объём), мкл 10 – 100		
Шаг (дискретность устанс	Шаг (дискретность установки дозы), мкл	
Наконечник, мкл 20	00, 300	
Точность, % ±2,5 при объёме 10 мкл; ±1,5 при объёме 100 мкл		
Воспроизводимость (СКО), % <3 при объ	ъёме 10 мкл; <1,5 при объёме 100 мкл

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-10-100



Преимущества

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Материалы корпуса и стержня устойчивы к химическим воздействиям и износу.
- Посадочный конус из поливинилфторида для дополнительной прочности и твёрдости.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену и обслуживание.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает утомляемость при работе.
- Цифровой дисплей для точного отображения объёма дозы.
- Частичная автоклавируемость оси держателя наконечника.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Лёгкий вес повышает эффективность работы и удобство эксплуатации.
- Идеальная форма корпуса для дозирования жидкости в узкие и глубокие сосуды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор ЭКОХИМ ОП-1-10-100 2