

Дозатор Экохим ОПА-0,5-10

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 13 045 руб. 12 580 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор Экохим ОПА-0,5-10

Дозатор Экохим ОПА-0,5-10 — одноканальный механический дозатор переменного объёма (0,5 – 10 мкл), полностью автоклавируемый. Предназначен для точного объёмного дозирования биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля: микробиология, иммунология, биохимия, генетика, аналитическая химия, а также в медицинских учреждениях.

Дозатор оснащён поршневым механизмом с плавным ходом для высокой точности и воспроизводимости дозирования. Материалы корпуса и внутренних элементов обладают повышенной химической стойкостью и износостойкостью. Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца снижает физическую нагрузку и облегчает работу лаборанта. Объём дозирования отображается на цифровом дисплее, а сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкую смену пипеточных насадок. Дозатор полностью разбирается для профилактического обслуживания и может быть самостоятельно откалиброван.

Посадочные конуса изготовлены из ударо- и химически стойких материалов, автоклавируемы. Дозатор комплектуется паспортом, инструкцией по использованию, сменными наконечниками, ключом для калибровки и смазкой.

Особенности

- Одноканальный дозатор переменного объёма 0,5 10 мкл.
- Полная автоклавируемость всех элементов.
- Поршневой механизм с плавным ходом для высокой точности и воспроизводимости.
- Посадочный конус из поливинилфторида для прочности и твёрдости.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) для износостойкости и коррозионной стойкости.
- Сбрасыватель наконечников для лёгкой замены насадок.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца.
- Цифровой дисплей объёма дозирования.
- Лёгкий вес для снижения физической нагрузки на кисть.
- Возможность разборки для профилактического обслуживания и самостоятельной калибровки.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

Технические характеристики

Характеристика Значение		
Диапазон дозирования 0,	5 – 10 мкл	
Шаг установки дозы 0,1 мкл		
Наконечники 10 мкл, 20 м	ІКЛ	
Точность при объёме 0,5 мкл ±8 %		
Точность при объёме 10 мкл ±2,5 9		
Воспроизводимость (СКО) при объёме 0,5 мкл		

<7 %

Дозатор Экохим ОПА-0,5-10 1

Воспроизводимость (СКО) при объёме 10 мкл

Автоклавируемость

полная

Преимущества

• Одноканальный механический дозатор переменного объёма 0,5 – 10 мкл для высокой точности работы.

<3 %

- Полностью автоклавируемый, включая посадочные конуса и внутренние элементы.
- Поршневой механизм с плавным ходом обеспечивает максимальную воспроизводимость дозирования.
- Цифровой дисплей для точного отображения выбранного объёма.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает утомляемость руки лаборанта.
- Сбрасыватель наконечников облегчает замену пипеточных насадок.
- Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость при работе с реактивами.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) защищает от износа и коррозии.
- Лёгкий вес дозатора повышает эффективность работы и снижает постоянное физическое напряжение.
- Простота разборки позволяет проводить профилактическое обслуживание и самостоятельную калибровку.
- Идеальная форма корпуса облегчает дозирование в узкие и глубокие сосуды.
- Комплект поставки включает сменные наконечники, ключ для калибровки и смазку для ухода за дозатором.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор Экохим ОПА-0,5-10 2