

Дозатор Экохим ОПА-10-100

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 11 988 руб. 11 560 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор Экохим ОПА-10-100

Дозатор Экохим ОПА-10-100 — одноканальный механический дозатор переменного объёма 10-100 мкл с цифровым дисплеем. Он предназначен для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля.

Дозатор применяется в лабораториях микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в медицинских учреждениях для точного и воспроизводимого дозирования жидкостей.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и минимальное сопротивление, повышая точность и воспроизводимость дозирования. Корпус эргономичной формы с удобным упором для пальца облегчает работу и снижает утомляемость кисти. Дозатор полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания, а посадочные конуса изготовлены из ударои химически стойких материалов.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 10 100 мкл.
- Цифровой дисплей отображает объём дозирования.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Эргономичная форма корпуса с удобным упором для пальца.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Полная автоклавируемость и простота разборки для обслуживания.
- Посадочные конуса из ударо- и химически стойких материалов.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Небольшой вес снижает утомляемость кисти при длительной работе.

Технические характеристики

Характеристика 3	начение	_
Автоклавируемость	полная	
Диапазон дозирования	10 – 100 мкл	_
Шаг установки дозы	0,5 мкл	_
Объём наконечника	200, 300 мкл	_
Точность при объёме 10 мкл ±2,5		_
Точность при объёме 100 мкл ±1,5 %		_
Воспроизводимость при объёме 10 мкл		 <3 %
Воспроизводимость при объёме 100 мкл		

Дозатор Экохим ОПА-10-100



Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 10 100 мкл.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Цифровой дисплей отображает объём дозы.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца облегчает работу.
- Посадочные конуса из ударо- и химически стойких материалов.
- Лёгкое сбрасывание наконечников.
- Полная автоклавируемость и простота разборки для профилактического обслуживания.
- Материалы с повышенной химической стойкостью и износоустойчивостью.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес снижает утомляемость кисти при длительной работе.
- Идеальная форма корпуса позволяет дозировать жидкости в узкие и глубокие сосуды.
- Высокая воспроизводимость дозирования при повторных измерениях.
- Надёжность и долговечность при интенсивной лабораторной эксплуатации.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор Экохим ОПА-10-100