

Дозатор Экохим ОПА-1000-10000

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 12 340 руб. 11 900 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор Экохим ОПА-1000-10000

Экохим ОПА-1000-10000 — одноканальный механический дозатор переменного объёма с полной автоклавируемостью, предназначенный для точного дозирования жидкостей в объёме от 1 000 до 10 000 мкл. Прибор обеспечивает высокую точность, лёгкость хода и надёжность при работе с реактивами и биожидкостями.

Дозатор используется в микробиологических, иммунологических, биохимических, генетических и аналитических лабораториях, а также в медицинских учреждениях. Цветная маркировка зелёного цвета облегчает идентификацию модели по диапазону объёмов. Конструкция и эргономика дозатора делают его удобным для длительной работы и точных измерений.

Особенности

- Полностью автоклавируемая конструкция.
- Поршневой механизм с плавным ходом и минимальным сопротивлением.
- Высокая точность и воспроизводимость дозирования.
- Материалы с повышенной химической стойкостью и износоустойчивостью.
- Посадочный конус из поливинилфторида для прочности и стойкости к реактивам.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона, устойчивый к коррозии.
- Эргономичный корпус и удобный упор для пальца.
- Цифровой дисплей для точной установки объёма дозирования.
- Простой разбор для профилактического обслуживания.
- Сбрасыватель наконечников обеспечивает лёгкое снятие наконечников.
- Функция самостоятельной калибровки.
- Лё́гкий вес снижает утомляемость и нагрузку на кисть руки.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.
- Посадочные конуса всех дозаторов полностью автоклавируемые.

Комплектация

- Дозатор Экохим ОПА-1000-10000.
- Паспорт и свидетельство о поверке.
- Инструкция по использованию.
- Сменные наконечники.
- Ключ для калибровки.
- Смазка.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	
Тип дозатора	Одноканальный механич	еский переменного объёма
Диапазон дозирова	1 000 – 10 000	мкл
Шаг установки дозы	ы 100 мкл	



Наконечник 10 0	00 мк	П	
Точность при 1 000 мкл	ı	±1 %	_
Точность при 10 000 мі	Л	±1 %	
Воспроизводимость при 1 000 мкл		< 1 %	
Воспроизводимость пр	и 10 0	000 мкл	< 1 %
Автоклавируемость	По	лная	
Цветовая маркировка	3	Зелёная	

Преимущества

- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход и высокую точность дозирования.
- Полная автоклавируемость всех частей дозатора, включая посадочный конус.
- Корпус и внутренние элементы изготовлены из химически стойких и износоустойчивых материалов.
- Посадочный конус выполнен из поливинилфторида, обеспечивающего повышенную прочность и стойкость к реактивам.
- Внутренний стержень из полиэфиркетона устойчив к коррозии и механическим нагрузкам.
- Эргономичный корпус с удобным упором для пальца снижает утомляемость при длительной работе.
- Цифровой дисплей обеспечивает точное отображение установленного объёма дозирования.
- Лёгкий сбрасыватель наконечников облегчает работу и ускоряет процесс замены.
- Дозатор легко разбирается для проведения профилактического обслуживания и очистки.
- Возможность самостоятельной калибровки без обращения в сервисный центр.
- Небольшой вес способствует снижению физического напряжения и повышает эффективность дозирования.
- Универсальность применения в различных лабораторных и медицинских условиях.
- Цветовая маркировка зелёного цвета облегчает идентификацию диапазона объёмов.
- Поставляется в комплекте с наконечниками, ключом для калибровки и смазкой.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.