

Дозатор Экохим ОПА-5-50

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 13 045 руб. 12 580 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор Экохим ОПА-5-50

Дозатор Экохим ОПА-5-50 — одноканальный механический прибор переменного объёма, полностью автоклавируемый. Предназначен для точного дозирования проб биожидкостей и реактивов в лабораториях микробиологического, иммунологического, биохимического и генетического профиля, а также в медицинских и научно-исследовательских учреждениях.

Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования. Материалы корпуса и внутреннего стержня обладают высокой химической стойкостью и износостойкостью. Посадочный конус из поливинилфторида обеспечивает прочность и твёрдость, сбрасыватель облегчает снятие наконечников, а объём отображается на цифровом дисплее.

Дозатор полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания, имеет эргономичный корпус с удобным упором для пальца и небольшой вес, что снижает усталость оператора и повышает эффективность работы.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма.
- Полностью автоклавируемый.
- Цветная маркировка жёлтого цвета.
- Поршневой механизм с плавным ходом и высокой точностью.
- Посадочный конус из поливинилфторида.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон).
- Сбрасыватель наконечников для удобства использования.
- Эргономичный корпус с упором для пальца.
- Объём отображается на цифровом дисплее.
- Лёгкость разборки для профилактического обслуживания.
- Компактный вес и удобная форма корпуса для работы в узких и глубоких сосудах.
- Возможность самостоятельной калибровки.

Технические характеристики

Характеристика	Значение	<u> </u>
Автоклавируемост	ь полная	
Диапазон дозиров	ания (тестируемый объё	 ём), мкл 5 – 50
Шаг (дискретность	установки дозы), мкл	0,5
Наконечник, мкл	200, 300	
Точность, %	±5 при 5 мкл; ±2 при 50	МКЛ
Воспроизводимост	гь (CKO), % <5 при	 ı 5 мкл; <2,5 при 50 мкл

Преимущества

Дозатор Экохим ОПА-5-50



- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 5 50 мкл.
- Полностью автоклавируемый, выдерживает обработку высокой температурой без потери точности.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышает прочность и твёрдость при работе с реактивами.
- Внутренний стержень из термопластика (полиэфиркетон) обеспечивает износостойкость и стойкость к коррозии.
- Сбрасыватель наконечников облегчает снятие и замену наконечников.
- Эргономичный корпус с упором для пальца повышает удобство и снижает утомляемость оператора.
- Объём дозирования отображается на цифровом дисплее для точного контроля.
- Лёгкость разборки позволяет проводить профилактическое обслуживание самостоятельно.
- Компактный и лёгкий, подходит для работы в узких и глубоких сосудах.
- Цветная маркировка жёлтого цвета для быстрой идентификации объёма.
- Возможность самостоятельной калибровки повышает функциональность и точность.
- Используется для дозирования биожидкостей и реактивов в микробиологических, иммунологических, биохимических, генетических и аналитических лабораториях, а также в медицинских учреждениях.

Xa	ракте	DNC.	тики
/\u	panic	Pric	IFILTE

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.

Дозатор Экохим ОПА-5-50 2