

Дозатор Экохим ОПА-500-5000

Дозаторы



Ваша цена

Розница **Оптовая цена 12 340 руб. 11 900 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Дозатор Экохим ОПА-500-5000

Дозатор Экохим ОПА-500-5000 — одноканальный механический дозатор переменного объёма 500 — 5 000 мкл. Предназначен для точного и воспроизводимого дозирования биожидкостей и реактивов в лабораториях различного профиля: микробиологии, иммунологии, биохимии, генетики, аналитической химии, а также в ряде медицинских учреждений.

Дозатор оснащён цветной зелёной маркировкой, цифровым индикатором объёма и эргономичным корпусом с удобным упором для пальца. Полностью автоклавируемый, легко разбирается для профилактического обслуживания, обладает повышенной химической стойкостью и низким весом, что снижает утомляемость и физическое напряжение при работе.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 500 5 000 мкл.
- Цифровой дисплей для отображения объёма дозирования.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочный конус для наконечников.
- Поршневой механизм с плавным ходом обеспечивает точность и воспроизводимость дозирования.
- Материал корпуса и стержня повышенной химической стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышенной твёрдости и прочности.
- Лёгкий сбрасыватель наконечников.
- Эргономичный дизайн и удобный упор для пальца.
- Возможность самостоятельной калибровки.
- Небольшой вес снижает физическое напряжение кисти руки.
- Идеальная форма корпуса для дозирования в узкие и глубокие сосуды.

Комплектация

- Дозатор Экохим ОПА-500-5000
- Паспорт и свидетельство о поверке
- Инструкция по использованию
- Сменные наконечники
- Ключ для калибровки
- Смазка

Технические характеристики

Характеристика	Значеі	ние	
Диапазон дозир	ования	500 - 5	5 000 мкл
Шаг установки д	цозы 50) мкл	
Наконечник	5 000 мкл		
Точность :	±1 % при 500	мкл; ±1	% при 5
Воспроизводим	ость (СКО)	<1 %	б при 500

Автоклавируемость

полная

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма 500 5 000 мкл.
- Цифровой дисплей отображает установленный объём дозирования.
- Полностью автоклавируемый корпус и посадочный конус для наконечников.
- Поршневой механизм обеспечивает плавный ход, высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Материал корпуса и внутреннего стержня повышенной химической стойкости.
- Посадочный конус из поливинилфторида повышенной твёрдости и прочности.
- Лёгкое сбрасывание наконечников с помощью встроенного сбрасывателя.
- Эргономичный дизайн с удобным упором для пальца снижает утомляемость при работе.
- Возможность самостоятельной калибровки дозатора.
- Небольшой вес облегчает длительное использование без физического напряжения кисти.
- Идеальная форма корпуса для работы с узкими и глубокими сосудами.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Экохим (Экросхим)
Страна бренда	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.