

Дозатор Ленпипет ДИГИТАЛ 0,5-10 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница
12 535 руб.

Оптовая цена
12 140 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ДИГИТАЛ 0,5–10 мкл

Дозатор Ленпипет ДИГИТАЛ 0,5–10 мкл – одноканальный механический дозатор переменного объёма, обеспечивающий высокую точность дозирования микрообъёмов реагентов. Устройство отличается лёгкостью, эргономичной конструкцией и простотой в эксплуатации.

Дозатор имеет закруглённую рукоятку и модифицированный упор для пальцев, что повышает комфорт и эффективность работы. Механизм мягкого сброса наконечников уменьшает усилие на 50 % и обеспечивает простое удаление наконечников. Механизм «супервыталкивания» гарантирует точное и воспроизводимое дозирование.

Все дозаторы Ленпипет ДИГИТАЛ можно автоклавируют, что обеспечивает абсолютную стерильность и исключает перекрёстное загрязнение. Ярлык безопасности на верхней стороне упора, защищённый прозрачной крышкой, упрощает идентификацию и повышает безопасность работы.

Совместим с большинством стандартных наконечников объёмом 10, 20 и 50 мкл.

Особенности

- Удивительный комфорт
 Дозатор Ленпипет ДИГИТАЛ обладает усовершенствованной эргономической конструкцией, учитывающей естественные движения руки при дозировании. Закруглённая рукоятка и модифицированный упор для пальцев повышают комфорт и эффективность работы.
- Мягкий сброс наконечников
 Новый механизм уменьшает усилие на 50 % для сброса наконечников, позволяя удалять их простым нажатием.
- Эффективный механизм «супервыталкивания» жидкости
 Гарантирует высокую точность дозирования микродоз реагента и воспроизводимость результатов.
- Полностью автоклавируемые пипетки
 Дозаторы можно подвергать автоклавированию для обеспечения абсолютной стерильности и исключения перекрестной контаминации.
- Ярлык безопасности для идентификации пипетки
 На верхней стороне упора установлен ярлык безопасности, защищённый прозрачной пластиковой крышкой, для упрощения работы и повышения уровня безопасности.

Технические характеристики

Наименование	Объём, мкл	Шаг, мкл	Точность, мкл	Наконечник, мкл
Ленпипет ДИГИТАЛ 0,5–10 мкл арт. 4500012 / 10 мкл – ±0,10	10, 20, 50		от 0,5 до 10	0,1 0,5 мкл – ±0,025

Преимущества

- Одноканальный механический дозатор переменного объёма с диапазоном от 0,5 до 10 мкл.

- Эргономичная конструкция с закруглённой рукояткой и модифицированным упором для пальцев повышает комфорт и эффективность дозирования.
- Мягкий сброс наконечников снижает усилие на 50 % и облегчает замену наконечников.
- Механизм «супервыталкивания» гарантирует высокую точность и воспроизводимость дозирования микрообъёмов реагента.
- Полностью автоклавируемый для обеспечения стерильности и исключения перекрёстного загрязнения.
- Ярлык безопасности на верхней стороне упора защищён прозрачной крышкой для лёгкой идентификации пипетки.
- Совместимость с большинством стандартных наконечников объёмом 10, 20 и 50 мкл.
- Лёгкий и удобный для длительной работы в лабораториях.
- Надёжная механика и долговечные материалы корпуса.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Thermo Fisher Scientific

Страна бренда

Россия

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032781.pdf>

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.