

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1-10 мкл

Дозаторы



Ваша цена

Розница
10 820 руб.

Оптовая цена
10 479 руб.

ЛЕНПИПЕТ
Thermo
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

Описание

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мкл – одноканальный механический прибор переменного объема, обеспечивающий высокую точность и надёжность дозирования. Серия ЛАЙТ сочетает современный дизайн, эргономику и функциональность, что делает работу в лаборатории комфортной и эффективной.

Дозатор оборудован автономным модульным механизмом регулировки объема (AVG) для повышения точности и воспроизводимости. Новая конструкция оперативной кнопки позволяет избежать случайного изменения установленного объема, а нижняя часть фиксирует точную настройку. Корпус термоизолирован, что защищает точность от нагрева руки оператора. Для визуального контроля объема предусмотрен крупный контрастный индикатор с местом для идентификационных ярлычков.

Дозатор подходит для работы с различными типами наконечников: универсальными на 250 мкл и удлинёнными на 200 мкл. Цветовая кодировка кнопки и рукоятки облегчает выбор подходящего наконечника.

Особенности

- Одноканальный механический дозатор переменного объема.
- Модульный механизм AVG для точной установки объема.
- Термоизоляция корпуса защищает точность дозирования.
- Крупный контрастный индикатор для визуального контроля объема.
- Нижняя часть кнопки фиксирует установленный объем, верхняя предотвращает случайные изменения.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на мышцы и сухожилия руки.
- Цветовая кодировка для быстрого подбора наконечника.
- Подходит для универсальных и удлинённых наконечников.
- Соответствует современным требованиям лабораторной работы.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 1–10 мкл, арт. 4640012
Объём, мкл	1–10
Точность, мкл	10 мкл – $\pm 0,1$; 1 мкл – $\pm 0,035$
Наконечник, мкл	250 универсальный; 200 удлинённый

Преимущества

- Высокая точность дозирования благодаря модульному механизму AVG.
- Одноканальный переменный объем от 1 до 10 мкл.
- Эргономичный дизайн снижает нагрузку на руку и предотвращает профессиональное перенапряжение.
-

- Термоизоляция корпуса обеспечивает стабильность точности дозирования.
- Крупный контрастный индикатор облегчает визуальный контроль установленного объёма.
 - Нижняя часть кнопки фиксирует объём, верхняя предотвращает случайное изменение.
 - Совместимость с универсальными и удлинёнными наконечниками (250 мкл и 200 мкл).
 - Цветовая кодировка для быстрого подбора подходящего наконечника.
 - Простота и надёжность эксплуатации в лабораторных условиях.
 - Соответствие современным требованиям точного лабораторного дозирования.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Thermo Fisher Scientific
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034354.pdf

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.