

## Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 10-100 мкл

Дозаторы



**Ваша цена**

Розница  
**12 462 руб.**

Оптовая цена  
**12 066 руб.**

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

### Описание

#### Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 10–100 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 10–100 мкл – одноканальный механический дозатор переменного объёма, предназначенный для точного и надёжного дозирования жидких реагентов. Серия ЛАЙТ сочетает новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет достичь высокой точности и воспроизводимости дозирования.

Дозатор оборудован усовершенствованным автономным модульным механизмом регулировки объёма дозирования (AVG) с термоизоляцией от корпуса, что повышает точность и предотвращает влияние температуры руки на измеряемый объём. Для удобства работы установлен большой контрастный индикатор с крупными цифрами, рядом с которым предусмотрено место для идентификационных ярлычков.

Эргономичная рукоятка и лёгкость дозирования снижают напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращают риск профессиональной «травмы от постоянного напряжения». Верхняя часть оперативной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объёма, а нижняя часть остаётся неподвижной, обеспечивая точность установки объёма. Дозатор подходит для одноканальных и многоканальных вариантов, переменного и фиксированного объёма, имеет удобную цветовую кодировку на кнопке и корпусе для быстрого подбора наконечника.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 10–100 мкл, арт. 4640042
Объём	10–100 мкл
Точность	100 мкл – ±0,8 мкл, 10 мкл – ±0,3 мкл
Наконечник	250 универсальный, 200 удлинённый
Тип	1-канальный, механический, переменный объём

### Преимущества

- Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования (AVG) с термоизоляцией.
- Большой контрастный индикатор для удобного считывания установленного объёма.
- Эргономичная рукоятка снижает напряжение мышц и сухожилий руки.
- Верхняя часть оперативной кнопки предотвращает случайное изменение объёма.
- Механизм супервыталкивания жидкости обеспечивает высокую точность дозирования микродоз.
- Подходит для одноканальных и многоканальных вариантов, переменного и фиксированного объёма.
- Цветовая кодировка на кнопке и корпусе облегчает поиск нужного наконечника.
- Повышенная точность и воспроизводимость дозирования с минимальным шагом установки объёма.
- Лёгкость эксплуатации и удобство при рутинной лабораторной работе.

## Характеристики

---

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

Thermo Fisher Scientific

**Страна бренда**

Россия

**Ссылка на документы**

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000032783.pdf>

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.