

## Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 2-20 мкл

Дозаторы



### Ваша цена

Розница  
**10 820 руб.**

Оптовая цена  
**10 479 руб.**

ЛЕНПИПЕТ  
**Thermo**  
SCIENTIFIC

Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 2–20 мкл

Дозатор Ленпипет ЛАЙТ 2–20 мкл – одноканальный, механический прибор с переменным объёмом. Серия ЛАЙТ представляет собой простое и лёгкое решение для оптимального дозирования, сочетая новый дизайн, эргономику и функциональность, что обеспечивает высокий уровень точности и надёжности дозирования.

Дозатор оборудован усовершенствованным автономным модульным механизмом регулировки объёма (AVG), позволяющим точно и воспроизводимо устанавливать объём дозирования с минимальным шагом. Корпус имеет термоизоляцию от механизма, а большой чёрно-белый дисплей улучшает читаемость установленного объёма и имеет место для идентификационных ярлычков.

Эргономичная конструкция уменьшает напряжение мышц и сухожилий руки при рутинной работе в лаборатории, предотвращая риск профессиональных травм. Верхняя часть операционной кнопки вращается свободно, предотвращая случайное изменение объёма, нижняя остаётся неподвижной для точной установки.

### Особенности

- Одноканальный дозатор с переменным объёмом 2 – 20 мкл.
- Усовершенствованный механизм установки объёма (AVG) для высокой точности.
- Термоизоляция механизма от корпуса.
- Большой чёрно-белый дисплей с местом для идентификационных ярлычков.
- Эргономичная конструкция для комфортной работы и снижения нагрузки на руку.
- Надёжная верхняя и нижняя часть операционной кнопки для точного дозирования.
- Цветовая кодировка на операционной кнопке и корпусе для удобного подбора наконечников.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Ленпипет ЛАЙТ 2–20 мкл, арт. 4640032
Объём	2 – 20 мкл
Точность при 20 мкл	±0,2 мкл
Точность при 2 мкл	±0,06 мкл
Тип наконечника	250 универсальный, 200 удлинённый

## Преимущества

- Одноканальный дозатор с переменным объёмом 2 – 20 мкл для точного и надёжного дозирования.
- Усовершенствованный механизм регулировки объёма (AVG) обеспечивает высокую точность и воспроизводимость дозирования.
- Термоизоляция механизма от корпуса защищает дозируемую жидкость от перегрева.
- Большой чёрно-белый дисплей с крупными цифрами улучшает читаемость установленного объёма.
- Эргономичная конструкция снижает нагрузку на руку и предотвращает профессиональные травмы

при длительной работе.

- Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение объёма.
- Нижняя часть операционной кнопки остаётся неподвижной для точной установки объёма.
- Цветовая кодировка на кнопке и корпусе облегчает подбор подходящего наконечника.
- Подходит для рутинной работы в лабораториях фармацевтического, медицинского и научно-исследовательского профиля.
- Лёгкий и компактный корпус облегчает работу и переноску дозатора.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Thermo Fisher Scientific
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034356.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000034356.pdf</a>

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.