

Душ-фонтан для промывки глаз Runwangda WJH1355-4

Сантехнические принадлежности для лабораторий



Ваша цена

Розница
7 432 руб.

Оптовая цена
7 134 руб.



В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Душ-фонтан для промывки глаз Runwangda WJH1355-4

Душ для промывки глаз Runwangda WJH1355-4 выполнен из латуни, покрытой порошковой краской. Лейки закрыты специальными пылезащитными колпачками. Переключатель с автоматической блокировкой удобен использования без помощи рук – нужно один раз нажать на кнопку.

Душ можно закрепить на мойке или на стене. Угол наклона: 45°. Расстояние между центрами леек примерно 10 см.

Длина шланга подачи воды: 1,5 м. Максимальное давление воды на входе: 7 бар.

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд Runwangda

Страна бренда Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.